

La MÉRIDIDIENNE

Fauteuil de soins

*HÔPITAL DE JOUR
Dialyse*



Description :

- ▶ Châssis tubulaire en acier époxy
- ▶ Châssis inférieur recouvert d'un carter plastique facilitant le nettoyage
- ▶ Bac de rangement des effets personnels du patient
- ▶ Relève-buste électrique amplitude 55° coordonné à la plicature des genoux
- ▶ Positions : de assise à horizontale
- ▶ Hauteur variable électrique de 60 à 95 cm
- ▶ Déclive d'urgence par vérin pneumatique, amplitude 11°, avec poignée de préhension
- ▶ Matelas très confortable épaisseur 14 cm sur plan de couchage à sangles, le tout recouvert de vinyle non feu
- ▶ Support accessoires de part et d'autre de l'assise (pour recevoir les éléments suivants : tige à sérum, appui-bras, plateau porte-effets)
- ▶ 4 roulettes Ø 125 mm à freins indépendants

Dimensions :

Longueur couchage : 212 cm
Largeur couchage : 70 cm
Longueur hors tout : 215 cm
Largeur hors tout : 90 cm

NORME CE : fr/CA01/0206075V

La MÉRIDIDIENNE

Fauteuil de soins



Réf.	Options
2417-2	Tige à sérum simple - hauteur 150 cm
2604	Appui-bras escamotable monté sur tige Ø 16 mm et rotule d'orientation et gouttière en mousse et vinyle non feu (la pièce)
2412M	Plateau de lecture. Dimensions 600 x 400 mm
2609	Assise indépendante électrique
2610	Paire de barrières rabattables
2506-125	4 roues Ø125 mm à blocage centralisé dont 1 directionnelle
2415M	RAZ (Remise à Zéro Automatique) à plat en standard
2512	2 pochettes pour effets personnels, fixation de chaque côté de l'assise
2513	Porte-rouleau de drap d'examen (fixation au dos du relève-buste)
2514	Enveloppes de barrières réf. 2610
2515	Repose-pieds coulissant électrique