

POIDS
ADMISSIBLE
200 kgs



SKIFF

*Unité mobile
de soins et de transfert*

*TRANSFERT
URGENCES
RÉANIMATION*



Description SKIFF standard :

- ▶ CHARIOT DE TRANSPORT POUR PATIENT
- ▶ HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE de 62 à 98 cms (matelas compris)
- ▶ CHASSIS EPOXY BARRIERES PLIANTES ROUES Ø 200 mm A BLOCAGE CENTRALISE
- ▶ RELEVÉ-BUSTE RELEVABLE à 90° PAR CREMAILLERE
- ▶ TIGE A SERUM AVEC FIXATIONS
- ▶ POIGNEES FIXES DE POUSSEE COTE PIEDS
- ▶ 5^{ÈME} ROUE DIRECTIONNELLE AVEC 2 GALETS

- ▶ PROTECTION ASSURÉE PAR GALETS ANNULAIRES Ø 100 mm
- ▶ COUCHAGE 62 cms DE LARGEUR MATELAS Epaisseur 8 cms EXISTE AUSSI EN 72 cms ET 82 cms AVEC PLANS DURS EN ALUMINIUM FIXÉS AU CHASSIS
- ▶ HOUSSE EN VINYLE THERMOSOUE NOIR OU POLYURETHANE NOIR COUSU non feu M1 GLISSANT DESSUS - AUTO-ADHÉRENT DESSOUS Plans durs en ABS Noir, escamotable.

Dimensions :

DIMENSIONS HORS TOUT : Long 2030 x Larg 740mm
DIMENSIONS COUCHAGE : Long 1900 x Larg 620mm

Norme CE N° BI.02122-98

SKIFF

Unité mobile
de soins et
de transfert



Réf.	Options
2004	TIGE A SERUM ARTICULEE SOLIDAIRE DU CHASSIS
2005-62S	RELEVÉ-BUSTE ASSISTÉ PAR 2 RESSORTS A GAZ POUR Réf SKIFF062
2005-72S	RELEVÉ-BUSTE ASSISTÉ PAR 2 RESSORTS A GAZ POUR Réf SKIFF072
2005-82S	RELEVÉ-BUSTE ASSISTÉ PAR 2 RESSORTS A GAZ POUR Réf SKIFF082
2006	RAILS PORTE-ETAUX A INSTRUMENTS (la paire)
2009	PANIER PORTE-OBUS (BOUTEILLE O ₂) EN ACIER CHROME
2010-62S	PLAN DUR RADIO-TRANSPARENT POUR BRANCARD SKIFF LARGEUR 62cms - AVEC PLAN SUPPORT CASSETTES (CETTE OPTION NE SE MONTE QU'AVEC LE RELEVÉ- BUSTE PNEUMATIQUE Réf 2005-62S)
2010-72S	PLAN DUR RADIO-TRANSPARENT POUR BRANCARD SKIFF LARGEUR 72cms - AVEC PLAN SUPPORT CASSETTES (CETTE OPTION NE SE MONTE QU'AVEC LE RELEVÉ- BUSTE PNEUMATIQUE Réf 2005-72S)
2011	PROCLIVE/DECLIVE AUTOMATIQUE PAR RESSORT A GAZ COMMANDE AU PIED
2012	PLATEAU PORTE MATERIEL ELECTRONIQUE - FIXATIONS COTE PIEDS
2012S	SUPPORT DE PLATEAU PORTE MATERIEL ELECTRONIQUE (seul)
2013	ETAU AVEC TROU Ø 16/20mm ET POIGNEE DE BLOCAGE (la pièce)
2015	PLATEAU REPAS
2016	POIGNEES DE GUIDAGE ESCAMOTABLES AU PIED (la paire)
2017	TIGE A SERUM TELESCOPIQUE
2018	APPUI-BRAS EN POLYURETHANE AVEC MECANISME D'ARTICULATION SUR ROTULE (la pièce) LIVRABLE UNIQUEMENT AVEC OPTIONS 2006 et 1 fois 2013
2019	PORTE-ROULEAU DE DRAP D'EXAMEN
2021	POIGNEES DE GUIDAGE ESCAMOTABLES A LA TETE (LA PAIRE)
2022	POIGNEES DE POUSSEE FIXEES A LA TETE DU BRANCARD
2025B	ROUES Ø 200mm A BLOCAGE CENTRALISE POUR USAGE EXTERIEUR (ne peut se monter qu'avec l'option 2007)
1201-62	MATELAS ULTRACONFORT AVEC MOUSSE VISCOELASTIQUE ET HOUSSE EN POLYURETHANE EPAISSEUR 10cms POUR Réf SKIFF062
1201-72	MATELAS ULTRACONFORT AVEC MOUSSE VISCOELASTIQUE ET HOUSSE EN POLYURETHANE EPAISSEUR 10cms POUR Réf SKIFF072
1201-82	MATELAS ULTRACONFORT AVEC MOUSSE VISCOELASTIQUE ET HOUSSE EN POLYURETHANE EPAISSEUR 10cms POUR Réf SKIFF082
2603S	PORTE SAC URINE
2026	PROTECTIONS LATERALES "ENFANT" EN PLASTIQUE TRANSPARENT (la paire)
2027	FIXATIONS SUPPORTS POUR PROTECTIONS ENFANTS (les 8)
2028-62	SELLERIE EN VINYLE NON FEU COUSUE HORS STANDARD
3000	PLATEAU DE PIEDS REVERSIBLE

Siège Social & Usine - 10 rue du Bon Air - F-62930 Wimereux

☎ +33 3 21 10 25 30 - ☎ Export : +33 3 21 10 90 43 - Fax : +33 3 21 87 39 45

Site : www.acimeframe.com

