


## RBF: Paravent rigide Butterfly

Les paravents rigides ropimex<sup>®</sup>-Butterfly sont pratiques par leur simplicité d'utilisation. Avec leurs charnières à 360° chaque battant peut être mis dans la position souhaitée. Le paravent rigide Butterfly se déplace grâce à son piètement roulettes, il est idéal pour une séparation au pied du lit ou pour un fauteuil de gynécologie etc...

### RBF



RBF est un paravent rigide à 3 battants, avec piètement roulettes transversal, charnières à 360° pour le pliage

#### Matériaux:

Cadre: Tube en aluminium anodisé et embouts de finition en plastique gris clair.

Roulettes plastiques 65 mm diamètre

Plaques: Polycarbonate 2 mm, blanches, translucides, difficilement inflammable classe B1, DIN 4102-01, résistantes aux rayures



RBF déplié

RBF replié

- Pas de visibilité entre les battants
- Battants translucides, laissent passer la lumière
- Idéal pour une désinfection en surface
- Très bonne stabilité
- Grande mobilité - roulettes diamètre 65 mm
- Charnières pleines pivotantes 360°

## Option: Designs



Gingko (réf. PIK GK)

disponible en bleu gris, orange, rouge cerise et vert tilleul



Le Monde Marin (réf. PIK OC)



Le Monde Safari (réf. PIK SA)



Le Monde de la Ferme (réf. PIK FA)