

BELLA *éco-énergétique*



Lampe parfaitement conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie, et les soins intensifs.

- 17 W
- 5500°kelvins
- 1440 Lumens
- Garantie 3 ans
- Longévité exceptionnelle des LEDs: 50 000 heures minimum (aucune production d'UV ou d'infrarouge)
- Indice Rendu de Couleur (IRC): 95
- Longueur de câble d'alimentation: 3 mètres autorisant une mobilité maximale
- Isolation classe II
- Couleur: blanc
- Cotes tête de lampe: 160 x 133 mm
- Cotes base de lampe: 69 x 69 mm, H: 115 mm, entraxe: 54,5 mm
- à 30 cm: 55000 lux, diamètre éclairé: 8 cm
- à 50 cm: 42000 lux, diamètre éclairé: 10 cm
- à 100 cm: 13000 lux, diamètre éclairé: 20 cm
- Longueur de flexible: 700 mm
- Option interrupteur double intensité (sur la tête de la lampe)
- Option interrupteur sans contact
- La poignée ergonomique permet un positionnement précis et intuitif.
- Nettoyage et désinfection facilités par les surfaces lisses et la qualité des matériaux.
- Le circuit imprimé sur lequel sont implantées les LEDs est refroidi efficacement par un dissipateur en aluminium et non pas par un ventilateur, qui, est source de pannes, bruits, et attire la poussière.
- Réf : LED17650 – LED17650DI