

I-CARE OPHTHALMOLOGY


SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



CHARIOTS BRANCARD POUR L'OPHTHALMOLOGIE



DESCRIPTION



Tête à double articulation

I-CARE est un brancard à hauteur variable sur colonnes hydrauliques. Sa tête à double articulation en fait un produit parfaitement adapté à la chirurgie ophtalmologique. Maniable et léger, il permet la prise en charge rapide des actes ophtalmologiques en ambulatoire.



Position standard



Tête escamotable



Coussin amovible

	I-CARE OPHTALMO 60	I-CARE OPHTALMO 70
Encombrement hors tout	74 x 200 + 25 cm (tête)	84 x 200 + 25 cm (tête)
Couchage	60 x 190 + 25 cm (tête)	70 x 190 + 25 cm (tête)
Poids à vide	95 kg	95 kg
Charge maximum	200 kg	200 kg

LES OPTIONS



Tige porte-sérum amovible



Plateau repas sur barrière



Flexible d'arrivée d'oxygène

