

I-MOVE EZ-GO

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



FAUTEUILS DE TRANSFERT MOTORISÉ



DESCRIPTION



Poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse.



Roue motorisée avec batterie et chargeur intégrés.

I-MOVE EZ-GO est une chaise de transfert permettant l'accueil du patient et son acheminement dans un autre service en position assise.

I-MOVE EZ-GO est équipée d'une roue motorisée avec batterie et chargeur intégrés.

Déplacer un patient, même en surpoids, devient un jeu d'enfant.

Une large gamme d'accessoires lui confère de multiples applications.

	I-MOVE	I-MOVE personne en surpoids
Encombrement hors tout	105 x 70 x h.102 cm	105 x 90 cm x h.102 cm
Poids à vide	50 kg	65 kg
Charge maximum	170 kg	250 kg

LES OPTIONS



Panier à effets



Repose-jambe



Crochets porte-sac



Arceau antivol



Tige porte-sérum amovible



Pré-équipement repose-jambe



Monnayeur

