

# 708D

## FAUTEUIL MANUEL STANDARD & LÉGER

Le fauteuil le plus étroit du marché. Pratique et confortable, le 708D est un fauteuil idéal pour un parc de location.



**S**  
*708 Delight S*  
Version surbaissée (hauteur sol/siège 470mm). Le kit surbaissé a été spécialement conçu pour les personnes de petite taille. Idéal pour les patients hémiplegiques pour se déplacer à petits pas.



**T30**  
*Kit T30 - poussette*  
708D T30 version poussette. Fauteuil avec kit petites roues arrière 12" au lieu de 24".



**AMP**  
*Kit AMP (version amputé)*  
L'axe des roues arrière est reculé de 70 mm pour compenser la perte de poids des jambes. Ce léger déplacement du centre de gravité supprime tout risque de basculement vers l'arrière et assure une bonne stabilité.



**HEM2**  
*Double main courante*  
Version hémiplegique (réversible gauche/droite). Ce système pour hémiplegique se caractérise par un dispositif spécial de 2 mains courantes montées sur la grande roue placée du côté de la main valide.

### Large choix d'accessoires et options



560	280	390	225	490	420	383-458	430	1109	18	120
590		420							18	
610		440							19	
630		460							19	
650		480							19	
670		500							19	

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°