

# CLICK & MOVE

Tracteur motorisé pour brancards et fauteuils  
SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



TRACTEUR MOTORISÉ POUR BRANCARD ET FAUTEUILS



## DESCRIPTION



Click & Move  
Tracteur motorisé  
par roue autonome



Vue sur roue autonome  
avec batterie intégrée.



Click & Move est un tracteur motorisé par roue autonome électrique.

Complément idéal d'un parc important en Ambulatoire, Click & Move nécessite un pré-équipement (qui peut se monter sur parc existant) et permet de faciliter le brancardage sans motoriser tous les produits. Il s'adapte à toute la gamme brancards et fauteuils BMB Médical

**Largeur hors tout :** 60 cm.

**Longueur hors tout :** 80 cm.

**Hauteur hors tout :** 121 cm.

**Poids :** 50 kg.

Tracteur motorisé par roue autonome.

Batterie intégrée. Autonomie 15 kms. Temps de charge : 5 h.

Batterie lithium sans effet mémoire.

Chargeur intégré.

Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse.

Connexion automatique sur le produit à déplacer.

Nécessite un système de connexion sur le produit disponible en post-montage.

5ème roue fortement recommandée.

Charge de fonctionnement en sécurité : 320 kg

## LES OPTIONS

Réf.	Description
BDM- BRA-CAR	Connexion pour Click & Move pour CARVI
BDM- BRA-CLV	Connexion pour Click & Move pour CLAVIA
BDM- BRA-ICA	Connexion pour Click & Move pour I-CARE



Réf BDM-BRA-CAR/CLV/ICA

Connexion pour  
Click & Move



Click & Move accroché  
au I-Care



Click & Move accroché  
au Clavia