


# Chariots d'urgence

- Ensemble en inox 18/10 (304)
  - Roulettes ABS Ø 125 mm ABS dont 2 à freins
  - Plateau 600 x 400 ou 750 x 500 mm
  - Hauteur 980 mm
  - Tiroirs montés sur glissières à billes
- sortie totale**
- Autres configurations sur demande



REF 10700


Glissière à bille  
sortie totale



REF 10900 + 5150 + G26 + 2G16 + 101 + 100



## EXEMPLES DE COMPOSITIONS



→ D'autres configurations disponibles sur demande.

### CHARIOT urgence

RÉF	DIMENSIONS
10700	600 x 400 mm
10800	750 x 500 mm

### CHARIOT 4 tiroirs avec niche

RÉF	DIMENSIONS
10900	600 x 400 mm
11000	750 x 500 mm