

# Alesia

## FAUTEUIL GÉRIATRIQUE



Ce fauteuil de gériatrie est équipé de roues ø125 mm pour faciliter les déplacements, le dossier est bas, facilitant ainsi les transferts ou l'accès à un lavabo.

Le dossier est renforcé au niveau des lombaires et il est inclinable par l'utilisateur ou la tierce personne car les commandes sont reliées. L'assise est Proclive/Declive, et la palette de repose-

pieds est rétractable et montée sur ressort. Les accoudoirs sont réglables en hauteur. Il existe en version repose-jambes avec crémaillères ou sans repose-jambes. Le frein est centralisé et les roues arrière sont directionnelles. Il y a trois pédales de fonctionnement : la bleue pour la Proclive/Declive, la rouge pour les freins et la verte pour bloquer les roues directionnelles.



### OPTIONS



700 540 0-270 530 1330 800 12° 30° 480 800\* 1330\*\* 33 140

(\*dossier et repose-jambes non inclinés. \*\*avec dossier et repose-jambes inclinés.)

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 mm, 1,5 kg et 1,5°

ALESIA

MOBILIERS DE CHAMBRE