

# KOMBI WT1601



- Piètement simple à freinage centralisé sur les 2 roues arrière, adapté au dispositif hygiénique.
- Accoudoirs escamotables ergonomiques multipositions.
- Repose-pieds coulissant (option).
- Tête amovible avec rangement intégré à la structure.
- Dossier inclinable avec poignée latérale.
- Assise amovible afin de faciliter le nettoyage, la maintenance et l'utilisation du dispositif hygiénique.
- Poignées de brancardage au dos.
- 2 supports pour tige porte sérum au dos.

#### Fauteuil hauteur fixe avec freinage centralisé arrière et dispositif hygiénique

- 4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D125 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D125 double galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, acier zingué)
- 4 roues de D150 simple galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)
- 4 roues de D150 double galet (2 libres avant, 1 directionnelle, capotées plastique)

#### Référence

- MWT1601
- MWT1601-RDZ125/S
- MWT1601-RDC125/S
- MWT1601-RDC125/D
- MWT1601-RDZ150/S
- MWT1601-RDC150/S
- MWT1601-RDC150/D

#### Dimensions (mm)

Largeur hors tout	727
Longueur hors tout	830
Cote intérieur accoudoir	530
Longueur accoudoir	518
Largeur accoudoir	80
Nombre de position accoudoir	5
Profondeur d'assise	455
Largeur assise	500
Épaisseur assise	115
Largeur dossier	500
Épaisseur dossier	95
Hauteur dossier avec tête	785
Hauteur dossier	560
Hauteur assise en position basse (bord)	508
Hauteur assise en position haute (bord)	-
Angle d'assise base	-8°
Angle décline min (sans releveur d'assise)	-
Angle décline max	-
Angle dossier max	-55°
Charge de fonctionnement en sécurité	135 kg
Poids	38,4 kg