

KOSI WT1500-1501



- Piètement simple à freinage unitaire.
- Accoudoirs escamotables ergonomiques multipositions.
- Dossier monobloc inclinable avec poignée bilatérale.
- Assise amovible afin de faciliter le nettoyage et la maintenance.

Fauteuil de repos sur 4 patins

Fauteuil de repos sur 4 roulettes diamètre 100mm, freinage à palette, acier zingué

Fauteuil de repos sur 4 roulettes diamètre 100mm, freinage à palette, plastiques.

Pouf garni, structure peinte, inclinable par crémaillère 6 positions

Pouf garni structure chromée, inclinable par crémaillère 6 positions

Pouf peint, fixe

Référence

MWT1500

MWT1501-RHC100/S

MWT1501-RJC100/S

MVT758

MVT758CR

MVT758F

Dimensions (mm)

Largeur hors tout	685
Longueur hors tout	770
Cote intérieur accoudoir	535
Longueur accoudoir	518
Largeur accoudoir	80
Nombre de position accoudoir	5
Profondeur d'assise	490
Largeur assise	525
Épaisseur assise	120
Largeur dossier	460
Épaisseur dossier	75
Hauteur dossier avec tête	-
Hauteur dossier	745
Hauteur assise en position basse (bord)	455
Hauteur assise en position haute (bord)	-
Angle d'assise base	-4°
Angle décline min (sans releveur d'assise)	-
Angle décline max	-
Angle dossier max	-45°
Charge de fonctionnement en sécurité	135 kg
Poids	23,6 kg