

Eclips X4 enfants

FAUTEUIL MANUEL ENFANT

Fauteuil léger pour enfant

Par sa conception en tubes aluminium, l'Eclips X4 enfant vous offre légèreté, maniabilité et robustesse. Fauteuil très facile à transporter grâce à son poids de 9 kg sans ses roues arrière et ses repose-pieds.



C34 jaune
C35 rose
C36 lilas
C37 bleu



modèle T30

Kit T30 version poussette avec roues AR 12"

Option:
Protèges rayons



Roues arrière à démontage rapide

Fourches en aluminium réglables en hauteur

Assise toile rembourrée

Repose-pieds rabattables vers l'intérieur et l'extérieur




Accoudoirs protèges vêtements



Poignées réglables en hauteur (en option)

Large choix d'accessoires et options



500
550

310
310

320
370

140
180-250

420-470
420-470

350-400
350-400

310-330-350-370
330-350-370-390

830-1000
830-1000

15
15

80
80

Photo non-contractuelle. Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°