

# Normandie XXL

Poids maxi utilisateur  
**350 kg**

## LES GRANDES TAILLES

Fauteuil à dossier inclinable à 45°, équipé d'un repose-jambes à allongement automatique dépendant de l'inclinaison du dossier et équipé d'accoudoirs réglables en hauteur.

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |   |
| <b>C32</b><br>jaune<br>mirabelle  | <b>C33</b><br>parme   | <b>C34</b><br>orange<br>citrouille  |   |
|  |  |  |   |
| <b>C35</b><br>vert<br>amande  | <b>C36</b><br>rouge<br>morgon   | <b>C37</b><br>bleu<br>nuit  |   |
|  |  |  |  |
| <b>C38</b><br>marron<br>chataigne   | <b>C39</b><br>vert<br>basilic   | <b>C40</b><br>tissu<br>bleu   | <b>C41</b><br>tissu<br>rouge  |



Dossier inclinable à 45°  
et repose-jambes à  
allongement automatique

Accoudoirs  
réglables  
en hauteur.

Voir page 90 pour les options

# Altitude - Coraille XXL

Poids maxi utilisateur  
**150 kg**

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| dartex<br>vert   | dartex<br>prune   | dartex<br>praline   | dartex<br>parme   |

Sangles 5  
points d'origine

## LES GRANDES TAILLES

Fauteuil coquille Altitude et Coraille XXL  
Largeur d'assise 550 ou 600 mm pour  
une largeur hors tout de 790 mm  
Poids maxi utilisateur : 150 kg

Uniquement en version  
palettes repose-pieds  
séparées



Table 378 disponible



Modèle	890	740	0-220	510	1200	760	480	10°-40°	780	38	350
Normandie	890	740	0-220	510	1200	760	480	10°-40°	780	38	350
Altitude / Coraille	790	550	230	520.540.560	1240	1120	500	-4°/36°	780	37	150
	790	600	230	520.540.560	1240	1120	500	-4°/36°	780	37	150

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°