

VERA *éco-énergétique*

Lampe loupe à LED très appréciée en dermatologie et pour les examens minutieux.



- 4 W
- 6000° Kelvins
- 300 Lumens
- Garantie 3 ans
- Longévité exceptionnelle des LEDs : 50 000 heures
- Indice Rendu de Couleur (IRC): 95
- Longueur de câble d'alimentation: 1,5 m
- Isolation classe II
- Couleur: blanc
- Dioptrie 5
- Loupe de diamètre 120 mm, grossissement: x 2,25
- Longueur du bras articulé: 860 mm
- Pince étau fournie
- Fabrication PRC
- Réf : LED00912
- Fixations : Pied roulant lesté PIR00912, équerre murale EMU00912, étau universel ETRPM006, étau pour rails médicaux ERTPM007

CE

