



Tables à instruments couleur

- Table à instruments entièrement inox 18/10 (304)
- Roues pivotantes Ø 100 mm
- Piètement en tube carré 25 mm
- Structure soudée sous argon
- 1 plateau avec entretoise ou 2 plateaux
- Raidisseur sous plateau pour une rigidité accrue



* Pour le choix de la couleur :
mettre le numéro correspondant
devant la référence

* Possibilité hauteur 900 mm sur demande

TABLE À INSTRUMENTS 1 plateau

RÉF	DIMENSIONS
745	600 x 400 mm
845	750 x 500 mm
1045	1000 x 600 mm
1245	1200 x 600 mm

TABLE À INSTRUMENTS 2 plateaux

RÉF	DIMENSIONS
2745	600 x 400 mm
2845	750 x 500 mm
2045	1000 x 600 mm
2245	1200 x 600 mm