

Gamme Accessoires

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT





Assistant ambulatoire
Hauteur variable assisté par vérin à gaz.
Tablette repliable

Assistant ambulatoire
avec tige à sérum (en option)

DESCRIPTION

L'assistant ambulatoire est un produit multifonction destiné aux patients comme au personnel hospitalier.

Pour accueillir les effets patients, une collation ou le petit matériel médical, c'est un support idéal pour vos services ambulatoires. Compact, il ne tient pas plus de place qu'un mât à sérum.

Son piétement en étoile s'adapte parfaitement à tous nos produits.

Réglable en hauteur, le produit dispose également d'une tige à sérum en option.

Largeur hors tout : de 57,5 à 63,3 cm

Longueur hors tout : de 57,5 à 99,7 cm

Hauteur hors tout : 82 à 112 cm

Poids : 17Kg

Garantie : 2 ans.

Caractéristiques techniques assistant ambulatoire

Tablette en 2 parties repliable : 75 x 35 cm déplié / 37,5 x 35 cm (replié).

Hauteur variable assisté par vérin à gaz.

Pied libre en rotation.

Produit non freiné.

5 roues Ø 40mm pivot sur roulement à billes.

Reserve de stockage sous plateau : 27 x 25 x 10 cm.

Porte Sac à main / sac à dos inclus (maximum 15kg) .

Support de tige à sérum.

Charge maximum : 15 Kg plateau replié / 5 Kg en bout de plateau

OPTIONS:

Réf.	Description
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets



Stockage sous plateau



Réf TSR2
Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets





**Chevet / Vestiaire
penderie incluse**



**Chevet / Vestiaire
bac à chaussures inclus**

DESCRIPTION

Le chevet/ vestiaire est le produit idéal pour l'accueil du patient dans un service ambulatoire.

Destiné au stockage des effets personnels de vos patients, le chevet / vestiaire est équipé d'un système de verrouillage sécurisé.

Mobile, résistant et facile à nettoyer, il accompagne parfaitement un fauteuil de soins.

Largeur hors tout : 47,5 cm

Longueur hors tout : 59 cm

Hauteur hors tout : 126 cm

Poids : 25 Kg

Garantie : 2 ans.

Caractéristiques techniques Chevet / Vestiaire

Stratifié compact, Finition résine acrylique.

4 roulettes double galets Ø 100mm.

Bac à chaussures amovible en ABS blanc.

Serrure mécanique à code.

Poignée de poussé.

Tiroir en en ABS blanc.

Penderie pour vêtement.

Système d'identification patient / fauteuil / chevet.

Charge maximum : 15 kg.



Identification patient /
fauteuil / chevet



Système de verrouillage
tiroir et porte



Chevet/ Vestiaire avec tiroir
pour stockage des effets
personnels du patient





Plateau Repas Universel sur CLAVIA LSA CHIR



Plateau Repas Universel sur brancard I-CARE

DESCRIPTION

Le plateau repas universel est un accessoire se fixant directement sur les barrières.

Simple et léger, il est adaptable à toutes les largeurs de couchage

Largeur hors tout : 43,2 cm

Longueur hors tout : 72,5 cm

Hauteur hors tout : 63 cm

Poids : 3,5 Kg

Garantie : 2 ans.

Caractéristiques techniques plateau repas universel

Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm

Rebords anti chute.

Compatible avec les plateaux normalisés :

- GastroNorm - GN1/1 : 53 x 32.5 cm
- EuroNorm : 53 x 37 cm

Adaptable à toutes les largeurs de couchage.

Charge de fonctionnement en sécurité : 10Kg.



Plateau Repas Universel sur CLAVIA LSA à barrières pleines



Plateau repas universel Adaptable à toutes les largeurs de couchage





INNOVSPACE VAL D'EUROPE - 7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN
Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11
E-mail : info@socommed.fr - Site Internet : www.socommed.fr

