



SOCOMMED

Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

FAUTEUIL-LIT POUR ACCOMPAGNANT



- Pédiatrie
- Néonatalogie
- Maternité
- Hospitalisation
- Soins de suite
- EHPAD

JULIA - 2 PLACES





JULIA - FAUTEUIL CONVERTIBLE EN LIT

COLORIS AU CHOIX



Granny



Turquoise



Bégonia



Lilas



Souris



Chocolat



Taupe



Nuit



Tomette



Amande



Quetsche



Lavande

35 autres coloris disponibles en option

POINTS FORTS

Simple d'utilisation



Tiroir de rangement pour la couverture



Couchage monobloc articulé permettant une conversion aisée et sans recul.




Pratique et confortable



Equipé de 4 roues Ø75 mm à freins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JULIA 2 PLACES



Mécanisme d'ouverture	Frontale, fauteuil convertible en lit
Positions 2 :	Fauteuil assise et lit
Couchage confortable	Mousse haute résilience 35 Kg /m ³ épaisseur 10 cm Recouverte d'un revêtement vinyl non feu
Piètement	4 roulettes Ø 75 mm à freins avec blocages toutes positions
Accoudoirs fixes	JULIA largeur : 8 cm
Hors tout matelas (larg.x long.x ép.)	JULIA : 123 x 190 x 10 cm
Assise	Hauteur 48 cm, profondeur 49 cm
Hors tout en position fauteuil (larg.x h x pr)	JULIA : 147 x 98 x 79 cm
Hors tout en position lit (l. x h. x pr)	JULIA : 123 x 48 x 190 cm
Poids maxi utilisateur	200 Kg
Revêtement similicuir non feu nettoyable avec produits hospitaliers, couleur au choix dans le nuancier	