



## DESIDIA

### Fauteuil de prélèvement DESIDIA



#### Art. 364850

- Fauteuil avec 4 roues Ø 125 mm avec les deux roues arrière pouvant être bloquées individuellement.
- Dossier et jambière réglables séparément avec des commandes à gaz placées latéralement sous l'assise et faciles à atteindre.
- Accoudoirs arrondis, hauteur réglable et orientables sur joint sphérique.
- Repose-pieds extractible escamotable.
- Poignée de poussée derrière le dossier.
- Structure en acier peint.
- Rembourrage et revêtements ignifugés et lavables.
- Capacité de charge 130 Kg.

● Revêtement de série: 1915 Blu Mare



#### Art. 364750

- Fauteuil avec base fixe sur pieds. Même caractéristiques qu'Article 364850.



#### Art. 364910

- Tige porte-flacon pour Article 364850.

CE





# FAUTEUIL DE PRISE DE SANG

## DESIDIA

### Fauteuil de prise de sang Desidia



**Art. PG64003**

- Fauteuil avec 4 roues Ø 125 mm avec les deux roues arrière pouvant être bloquées individuellement.
- Dossier et jambière réglables séparément avec des commandes à gaz placées latéralement sous l'assise et faciles à atteindre.
- Accoudoirs arrondis, hauteur réglable et orientables sur joint sphérique.
- Repose-tête réglable et extractible.
- Base en aluminium moulé sous pression et structure en acier peint.
- Rembourrage et revêtements ignifugés et lavables. Prévu pour mise en place tige porte-flacon.
- Capacité de charge 130 Kg.

● Revêtement de série: 1915 Blu Mare



**Art. 362910**

- Tige porte-flacon pour Article PG64003..

