



SOCOMMED

Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

FAUTEUIL GRANDES TAILLES



ECLIPS XXL

Fauteuil Grandes Tailles



FAUTEUIL GRANDES TAILLES



Informations

Fauteuil pliant en aluminium à double croisillon. L'Eclips XXL apporte un confort d'origine grâce à son assise et son dossier anatomiques.
Ce fauteuil équipé de roues arrière renforcées peut supporter un poids maximum de 200 kg.

Transfert facile grâce à sa palette monobloc en aluminium rabattable.



B78 - Anti-bascule



B74 - Freins à tambour




C27
bleu

Sangle câle
talons réglable



Caractéristiques



850
900
950
1000

375

600
650
700
750

200

530

600

1070

540/590

1140

38,5
39
40
40,5

200

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°