



10-396
TABLE DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU BRAS

Légère, en fibre de carbone, livrée avec 2 clameaux à blocage rapide. 1 pied de support en fibre de verre inclus, montage gauche ou droite possible. Coussin antistatique inclus. Grand espace sans métal.

L 815 mm, 5 kg.

Existe aussi pour les rails US & UK:
10-396-US ou 10-396-UK

*en fibre de carbone/
radiotransparent*



10-396-K
TABLE DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU BRAS

Légère, en fibre de carbone, livrée avec 2 clameau à blocage rapide. Grand espace sans métal. Taille 600/340 mm, 4,2 kg. Coussin inclus.

Existe aussi pour les rails US & UK:
10-396-K-US ou 10-396-UK-K

*en fibre de carbone/
radiotransparent*



10-390-K
TABLETTE DE CHIRURGIE

Pour la main et le bras, court, fixation mousse. 1 coussin & les clameaux inclus.

Existe aussi pour les rails US & UK:
10-390-K-US ou 10-390-UK-K




10-390 **TABLETTE DE CHIRURGIE**

Pour la main et le bras.

1 coussin, 1 pied de Table & les clameaux inclus.

Existe aussi pour les rails US & UK:
10-390-US ou 10-390-UK.



10-398
PLAQUE DE CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU BRAS

Idéal pour les tables sans rail. Légère, en fibre de carbone, Grand espace sans métal. Taille 1370/520/13 mm, 5,1 kg. Pas de Coussin inclus.

*en fibre de carbone/
radiotransparent*

