

## sangles et fixations

Les sangles et fixations Reison suivent le développement du matériel et des techniques opératoires afin de toujours proposer une solution adaptée, confortable et sécurisante.



### 10-465 FIXE CORPS

Lavable à fermeture velcro  
2100 × 85 mm.



### 10-373 FIXE JAMBES

Avec clameau à blocage rapide.  
Taille du renfort: 550 × 120 mm.  
Longueur sangle: 1700 mm.  
Clameaux inclus.

Existe aussi pour les rails US & UK:  
10-373-US ou 10-373-UK



### 10-370 FIXE POIGNET

Avec fixation incluse.



**10-452 SANGLE CONFORT**

Accroche velcro, 870/85 mm.  
Pour 10-450.



**10-464 SANGLE LARGE**

Pour jambes ou corps.  
Taille du renfort: 550 × 120 mm  
Longueur sangle: 1550 mm



**10-464-M FIXE JAMBES, ou corps**

Large, fixation par velcro.  
Taille du renfort: 550 × 120 mm  
Longueur sangle: 2400 mm



**10-467 SANGLE POUR JAMBES**

Lavable à fermeture velcro 1100 mm.



**10-466 SANGLE POUR JAMBES**

Lavable à fermeture velcro, la paire.  
Largeur 85 mm.



**10-468  
FIXE JAMBE**

La paire, longueur 685 mm,  
fermeture velcro, montage rail.

**10-468-L FIXE JAMBE LONGUE**

La paire, longueur 800 mm, fermeture  
Velcro, montage rail.