

11233 SUPPORT GENU PECTORALE

Hauteur: 490 à 690 mm

Largeur: 500 mm

Charge maximale: 200 kg

Autres tailles ou ajustements possibles.



table à instrument

10-060 TABLE A INSTRUMENT

Plateau de 500/400 mm

Longueur de tige: 600 mm

Dia de la tige: 16 mm

Clameau recommandé: 10-301



10-061 TABLE A INSTRUMENT ARTICULABLE

Plateau de 500/400 mm

Longueur de tige: 730 mm

Dia de la tige: 20 mm

Clameau recommandé: 10-301



Système de blocage rapide