



SOCOMMED
Équipements Hospitaliers, Matériel Médical



I-Move • Chaise d'accueil et de transfert





I-Move • Chaise d'accueil et de transfert

LES OPTIONS

DESCRIPTION

I-MOVE est une chaise de transfert permettant l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Maniable, robuste et esthétique, elle apportera pour longtemps une touche de modernité et de couleur au sein de votre service.

Une large gamme d'accessoires lui permet de s'adapter à chaque utilisation.

Largeur hors tout : 70 cm.

Longueur hors tout : 105 cm.

Hauteur hors tout : 102 cm.

Poids : 35 kg.

Garantie : 2 ans.

Différents coloris



- Dimensions assise et dossier : 46 x 46 cm
- Hauteur assise : 55 cm.
- Repose pieds coulissant.
- Accoudoirs en polyuréthane escamotables.
- Charge de Fonctionnement en sécurité : 200 kg.



Detail roue arrière Ø 300 avec frein centralisé

Caractéristiques techniques I-Move

Châssis en acier revêtement époxy.

Roues arrière Ø 300 mm avec frein centralisé, à commande accessible en position debout par l'accompagnateur.


Roues avant pivotantes Ø 125 mm.

Sellerie en mousse épaisseur 5 cm.

Revêtement sans couture vinyle.

Coloris : fuchsia, vert anis, bleu.

Réf.	Description
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TROAA	Arceau antiviol, muni de 2 crochets porte sérum, incompatible avec tige porte sérum TSR2
TROPO	Panier à effets
TROSO2	Porte obus
PSU	Crochets porte sac
TROPE	Pré-équipement pour repose jambes
TRORJ	Repose jambes réglable (l'unité)
TROMO	Monnayeur
TROMOP	Platine de fixation murale
TRESOEXT	Version extérieur avec traitement anti-corrosion spécifique
TRSABR	Abri pour stockage extérieur



Réf TSR2
Tige porte sérum amovible 2 crochets



Réf PSU
Crochets porte sac



Réf TRORJ
Repose jambes réglable



Réf TROAA
Arceau antiviol



Réf TROPO
Panier à effets



Réf TROPE
Pré-équipement pour repose jambes



Réf TROMO
Monnayeur

