



SOCOMMED

Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

GAMME MOBILIER DE CHAMBRE



CORAIL



Ligne Corail

Ligne moderne et élégante qui crée une ambiance fraîche et contemporaine.

Ses formes douces et rondes ajoutées à l'utilisation d'inserts en aluminium procurent une sensation de sérénité et de bien-être, sans négliger les impératifs de solidité et fonctionnalité à l'usage.



Les chevets



Chevet 1 porte

réf. COMCHEVET1

- L 510 mm x p 450 mm x h 688 mm
- Coffre Stratifié
- Filière aluminium
- Dessus stratifié avec chants PVC contretypés
- 1 porte, ouverture à 270°
- 1 Tiroir avec bac de propreté amovible
- Poignées aluminium
- Pieds bois teintés aluminium
- 1 étagère amovible



Chevet 2 portes

réf. COMCHEVET2

- L 510 mm x p 450 mm x h 688 mm
- Coffre Stratifié
- Filière aluminium
- Dessus stratifié avec chants PVC contretypés
- 2 portes, ouverture à 270°
- 1 Tiroir avec bac de propreté amovible
- Poignées aluminium
- Pieds bois teintés aluminium
- 1 étagère amovible

+ réf. COMCHEVETT2



Chevet 1 bloc coulissant

réf. COMCHEVETCC

- L 510 mm x p 450 mm x h 688 mm
- Coffre Stratifié
- Filière aluminium
- Dessus stratifié avec chants PVC contretypés
- 1 bloc coulissant avec bac de propreté amovible
- 1 Tiroir avec bac de propreté amovible
- Poignées aluminium
- 5^{ème} roue anti-basculement
- Pieds bois teintés aluminium



Chevet minibar

réf. COMCHEVETFRIGO

- L 514 mm x p 564 mm x h 811 mm
- Coffre Stratifié
- Filière aluminium
- Plateau stratifié avec chants contretypés
- Poignées aluminium
- 1 porte
- 1 Tiroir avec bac de propreté amovible
- 2 ou 4 roulettes, 2 ou 4 patins
- Pieds bois teintés aluminium

Minibar Capacité 40 litres, Frigo à absorption, Régulation de la température par thermostat, Dégivrage automatique par bouton presseur



Armoire 2 portes 900 mm

réf. COMARMCHA900

- L 900 mm x p 580 mm x h 1848 mm
- Coffre stratifié coloris gamme
- Entourage aluminium
- Façade et dessus stratifié
- Chants PVC contretypés
- Poignées aluminium, 2 portes : 1/2 penderie et 1/2 lingerie - 3 étagères amovibles et réglables tous les 32 mm - 1 étagère sur toute la largeur
- Pieds bois teintés aluminium
- Ouverture à 270°

NOUVEAU

existe aussi en :
Armoire 1 porte, longueur 600 mm




réf. COMARMCHA600



Armoire 2 portes 1200 mm

réf. COMARMCHA1200

- L 1200 mm x p 580 mm x h 1848 mm
- Coffre stratifié coloris gamme
- Entourage aluminium
- Façade et dessus stratifié
- Chants PVC contretypés
- Poignées aluminium, 2 portes : 1/2 penderie et 1/2 lingerie - 3 étagères amovibles et réglables tous les 32 mm - 1 étagère sur toute la largeur
- Pieds bois teintés aluminium
- Ouverture à 270°



Les commodes



Commode 3 ou 4 tiroirs

réf. COMCOMMODE

- 3 tiroirs : L 910 mm x p 580 mm x h 753 mm
- 4 tiroirs : L 910 mm x p 580 mm x h 898 mm
- Coffre et façade stratifié coloris gamme
- Dessus stratifié coloris gamme avec chants PVC contretypés
- Entourage aluminium • Poignées aluminium
- 3 ou 4 Tiroirs sur glissières métalliques
- Pieds bois teintés aluminium • 4 patins non tachants





Commode bureau

réf. COMCOMBU

- L 1540 mm x p 550 mm x h 760 mm
- Coffre et façade stratifié coloris gamme • Plateau stratifié coloris gamme avec chants PVC contretypés • Entourage aluminium
- Poignées aluminium • 3 Tiroirs sur glissières métalliques
- 4 patins non tachants
- Bureau à droite ou à gauche
- Pieds bois teintés aluminium

Dimensions



Extension
Le bureau peut être positionné au choix à droite ou à gauche de la commode.

Les armoires

MOBILIERS DE CHAMBRE



Les tables

Nous vous proposons 3 tables différentes permettant diverses utilisations suivant la configuration des chambres et l'utilisation souhaitée. Les tables à dégagement latéral ou à 4 pieds permettent aux patients de prendre leurs repas assis ou de déposer des objets.

L'ergonomie et les revêtements polymère ou stratifié des plateaux permettent un nettoyage facile.



Table à manger

réf. GHTML6DF

- 1 plateau fixe 200 x 400 mm,
- 1 plateau inclinable 700 x 400 mm
- Piètement époxy blanc nacré
- Plateau stratifié avec galerie



Variantes



plateau creusé en polymère blanc



Existe également en finition couleur érable du canada

réf. GHTML6PF/PI




plateau fixe stratifié

réf. GHTML6PF



plateau fixe polymère



La table à manger peut être utilisée avec un fauteuil. La forme particulière en "C" du support permet d'embrasser la base du fauteuil en l'approchant le plus possible du patient.



Table courrier

réf. COMTABCOURRIER

- Coffre stratifié coloris gamme
- Façade et dessus stratifié coloris gamme
- Chant pvc contretypé • 3 tiroirs sur glissières métalliques
- Plateau stratifié avec 2 pieds aluminium
- Entourage aluminium • Bureau à droite ou à gauche • 4 patins
- Dimensions: L 1250 mm x p 460 mm x h 746 mm



Chiffonnier

réf. COMCHIFF

- Coffre et façade stratifié coloris gamme
- Dessus stratifié avec chants contre-typés
- Montant filière Aluminium
- 5 Tiroirs sur glissières métalliques
- Poignées aluminium
- Dimensions: L 510 mm x p 500 mm x h 861 mm
- 4 pieds teintés bois aluminium sur patins



Table de chambre Luna 800

réf. LUMTABLPS800

- L 800 mm x p 600 mm x h 765 mm
- Plateau simple sans tiroir
- Piètement Hêtre massif teinté gamme
- Plateau stratifié coloris gamme avec chants PVC contretypés

Existe en version 1000 LUMTABLPS1000



Table de chambre Luna 1000


réf. LUMTABLDP1000

- L 1000 mm x p 600 mm x h 765 mm
- Plateau avec 1 niche ou 1 tiroir en partie Centrale
- Piètement Hêtre massif teinté gamme
- Plateau stratifié coloris gamme avec chants PVC contretypé




Existe en version 800 avec 1 niche ou 1 tiroir en partie centrale

réf. LUMTABLDP800



Largeur 1250 mm

Profondeur 460 mm




Largeur 510 mm

Profondeur 500 mm


Dimensions

réf. GHTML6DF



Largeur 904 mm

réf. LUMTABLPS800




Largeur 800 mm

Hauteur de 765 mm

Profondeur 600 mm

réf. LUMTABLPS1000



Largeur 1000 mm

Hauteur de 765 mm

Profondeur 600 mm

Lit Floore

Lit à hauteur variable avec système d'élévation par colonne
réf. COS58439BTD



Verrouillage soignant

Toutes les positions de soin ou de confort sont disponibles directement avec la télécommande filaire, simple d'utilisation. Toujours accessible pour le résident ou le personnel soignant avec le support flexible (en accessoire).
Déconnectable facilement.

Les positions



Position basse.
Sécurité pour le patient.
23 cm



Position haute pour réaliser les soins.
73 cm



Position décline.
Position d'urgence.
Permet de repositionner le résident en tête de lit.



Position Fowler
Favorise le soulagement des zones de pression pour les affections artérielles ou veineuses lors d'alitement prolongé.



Position fauteuil
Pour le bien-être du résident, permet le changement des points de compression (prévention des escarres).
Facilite la vie sociale du résident.

Les options



Satellite de commande patient

réf. LSUGHSCLF


- Très bonne préhension + repérage des fonctions facilité grâce aux couleurs.
- Option comprenant télécommande avec relève buste, relève jambe/cuisse et hauteur variable.



Télécommande front panel soignant

réf. LSUGHBOITP

- Reprenant toutes les fonctions du lit + commandes sélectives.
- Idéal pour personne désorientée, s'utilise soit seul ou couplé avec la télécommande résident ou le satellite de commande.



Sommier compact blanc

réf. LSUGHDPDIF

- Épaisseur 6 mm imputrescible



Veilleuse sous le lit

réf. LSUGHVEIL

- Lumière projetée au sol pour repérage du résident (non représenté sur le lit)

Dimensions




Hauteur minimum : 230 mm
Hauteur maximum : 730 mm
Réglage décline-proclive maximum : 20°
Réglage relève-buste maximum : 70°
Translation du relève buste : 80 mm
Poids : 100 kg
Capacité maximale : 200 kg
Tension alimentation : 240 V - 50 Hz
Tension en service : 24 VCC
Indice de protection IP : IPX4
Surface utile de couchage : 2000 x 900 mm
Classe électrique : 1B


Nos matériels sont des dispositifs médicaux de Classe I conformes à la directive 93/42/CEE. Ils répondent aux normes :
• NF EN 60601-1
• NF EN 60601-2-52
• NF EN 60601-1-2

Les Nuanciers


Les stratifiés



Woodline café
H1428 ST22




Frêne de Lyon sable
H1298 ST22




Hacienda blanc
H3078 ST22




Bouleau de Mainau
H1733 ST9




Poirier de Lindau
H3113 ST15




Mérissier Romana
H1615 ST15



Chêne Nebraska gris
H3332 ST10



Hêtre de Lyons
Chocolat
H1599 ST15



Chêne Nebraska
naturel
H3331 ST10



érable
H1521 ST15


Les bois




Blanchi



Naturel




Acajou




Wengé



Merisier



Basalte
U730 ST9



Reflet
U400 ST9



Orange
U332 ST15




Cerise
U323 ST15




Abeille
U146 ST15



Sencha
U634 ST15




Aluminium
F509 ST2



Bleu polaire
U533 ST15



Horizon
U522 ST15



Blanc craie
W908 ST2/SM