



## LUNA



### Ligne Luna

Ligne essentielle qui interprète les tendances actuelles du design contemporain.

Son allure sobre et épurée allie douceur de vivre et rigueur expressive tout en répondant aux exigences de confort, de solidité et de sécurité.

Les détails en aluminium et la géométrie des meubles leur donnent une personnalité incontestable.



## Les chevets



### Chevet 1 porte

réf. LUMCHEVET1

- L 470 mm x p 500 mm x h 696 mm
- Coffre stratifié
- Dessus stratifié avec chants PVC contretypés
- Poignées aluminium
- Bonne préhension
- 1 porte - 1 tiroir avec bac de propreté amovible
- 1 étagère amovible, ouverture de la porte à 180°
- Pieds bois teintés aluminium



### Chevet 2 portes

réf. LUMCHEVET2

- L 470 mm x p 500 mm x h 696 mm
- Coffre stratifié
- Dessus stratifié avec chants PVC contretypés
- Poignées aluminium
- Bonne préhension
- 2 portes, ouverture des porte à 180°
- 1 étagère amovible
- 1 tiroir avec bac de propreté amovible
- Pieds bois teintés aluminium



### Chevet 1 bloc coulissant

réf. LUMCHEVETCC

- L 470 mm x p 500 mm x h 700 mm
- Coffre stratifié
- Dessus stratifié avec chants PVC contretypés
- Poignées aluminium, bonne préhension
- 1 bloc coulissant avec bac de propreté amovible
- 1 tiroir avec bac de propreté amovible
- Pieds bois teintés aluminium



### Chevet minibar

réf. LUMCHEVETFRIGO

- L 470 mm x p 578 mm x h 811 mm
- Coffre Stratifié
- Dessus stratifié avec chants PVC contretypés
- 1 porte
- 1 Tiroir avec bac de propreté amovible
- 2 ou 4 roulettes, 2 ou 4 patins

Minibar Capacité 40 litres, Frigo à absorption, Régulation de la température par thermostat, Dégivrage automatique par bouton presseur



### Armoire 2 portes 900 mm

réf. LUMARMCHA900

- L 900 mm x p 580 mm x h 1859 mm
- Coffre stratifié coloris gamme
- Façade et dessus stratifié
- Chants PVC contretypés
- Poignées aluminium
- Pieds bois teintés aluminium
- 2 portes : 1/2 penderie et 1/2 lingerie (3 étagères amovibles et réglables tous les 32 mm), 1 étagère sur toute la largeur
- Ouverture à 180°

NOUVEAU

existe aussi en :  
**Armoire 1 porte, longueur 600 mm**


réf. LUMARMCHA00



### Armoire 2 portes 1200 mm

réf. LUMARMCHA1200

- L 1200 mm x p 580 mm x h 1859 mm
- Coffre stratifié coloris gamme
- Façade et dessus stratifié
- Chants PVC contretypés
- Poignées aluminium
- Pieds bois teintés aluminium
- 2 portes : 1/2 penderie et 1/2 lingerie (3 étagères amovibles et réglables tous les 32 mm), 1 étagère sur toute la largeur
- Ouverture à 180°



## Les commodes



### Commode 3 ou 4 tiroirs

réf. LUMCOMMODE

- 3 tiroirs : L 870 mm x p 550 mm x h 760 mm
- 4 tiroirs : L 870 mm x p 550 mm x h 900 mm
- Coffre et façade stratifié coloris gamme
- Dessus stratifié coloris gamme avec chants PVC contretypés
- 3 ou 4 Tiroirs sur glissières métalliques
- Poignées aluminium
- 4 patins non tachants
- Pieds bois teintés aluminium




### Commode bureau

réf. LUMCOMBU


- L 1540 mm x p 550 mm x h 760 mm
- Coffre et façade stratifié coloris gamme
- Plateau stratifié coloris gamme avec chants PVC contretypés
- 3 Tiroirs sur glissières métalliques
- Poignées aluminium
- 4 patins non tachants
- Bureau à droite ou à gauche
- Pieds bois teintés aluminium

## Dimensions



### Extension

Le bureau peut être positionné au choix à droite ou à gauche de la commode.





## Les tables

Nous vous proposons 3 tables différentes permettant diverses utilisations suivant la configuration des chambres et l'utilisation souhaitée. Les tables à dégagement latéral ou à 4 pieds permettent aux patients de prendre leurs repas assis ou de déposer des objets.

L'ergonomie et les revêtements polymère ou stratifié des plateaux permettent un nettoyage facile.



### Table à manger

réf. GHTML6DF

- 1 plateau fixe 200 x 400 mm,
- 1 plateau inclinable 700 x 400 mm
- Piètement époxy blanc nacré
- plateau stratifié avec galerie



### Variantes



plateau creusé en polymère blanc

Existe également en finition couleur érable du canada

réf. GHTML6PF/PI

réf. GHTML6PF



plateau fixe stratifié



plateau fixe polymère



La table à manger peut être utilisée avec un fauteuil. La forme particulière en "C" du support permet d'embrasser la base du fauteuil en l'approchant le plus possible du patient.



### Table courrier

réf. LUMTABCOURRIER

- Coffre stratifié coloris gamme
- Plateau stratifié coloris gamme de 1200 mm avec 2 pieds bois
- Chant pvc contretypé
- 3 tiroirs sur glissières métalliques
- Dimensions: L 1240 mm x p 480 mm x h 696 mm
- Bureau à droite ou à gauche



### Chiffonnier

réf. LUMCHIFFST

- Coffre et façade stratifié coloris gamme
- Dessus stratifié avec chants contre-typés
- 5 Tiroirs sur glissières métalliques
- Poignées aluminium
- Dimensions: L 500 mm x p 500 mm x h 850 mm
- 4 pieds bois teintés aluminium sur patins



### Table de chambre Luna 800

réf. LUMTABLPS800

- L 800 mm x p 600 mm x h 765 mm
- Plateau simple sans tiroir
- Piètement Hêtre massif teinté gamme
- Plateau stratifié coloris gamme avec chants PVC contretypés

Existe en version 1000 LUMTABLPS1000



### Table de chambre Luna 1000


réf. LUMTABLDP1000

- L 1000 mm x p 600 mm x h 765 mm
- Plateau avec 1 niche ou 1 tiroir en partie Centrale
- Piètement Hêtre massif teinté gamme
- Plateau stratifié coloris gamme avec chants PVC contretypés



Existe en version 800 avec 1 niche ou 1 tiroir en partie centrale


réf. LUMTABLDP800



Largeur 1250 mm

Hauteur de 746

Profondeur 460 mm




Hauteur 510 mm

Profondeur 500 mm

### Dimensions

réf. GHTML6DF



Hauteur min. 720 mm

Hauteur max. 1020 mm

Hauteur de 720 à 1020 mm

Largeur 904 mm

Profondeur piètement 481 mm  
Profondeur plateau 412 mm

réf. LUMTABLPS800




Largeur 800 mm

Hauteur de 765 mm

Profondeur 600 mm

réf. LUMTABLPS1000



Largeur 1000 mm

Hauteur de 765 mm

Profondeur 600 mm

www.groupe-ahf.fr

# Lit Floore

Lit à hauteur variable avec système d'élevation par colonne  
réf. COS58439BTD



Verrouillage soignant

Toutes les positions de soin ou de confort sont disponibles directement avec la télécommande filaire, simple d'utilisation. Toujours accessible pour le résident ou le personnel soignant avec le support flexible (en accessoire).  
Déconnectable facilement.

## Les positions



**Position basse.**  
Sécurité pour le patient.  
23 cm



**Position haute pour réaliser les soins.**  
73 cm



**Position décline.**  
Position d'urgence.  
Permet de repositionner le résident en tête de lit.



**Position Fowler**  
Favorise le soulagement des zones de pression pour les affections artérielles ou veineuses lors d'alitement prolongé.



**Position fauteuil**  
Pour le bien-être du résident, permet le changement des points de compression (prévention des escarres).  
Facilite la vie sociale du résident.


## Les options



### Satellite de commande patient

réf. LSUGHSCLF

- Très bonne préhension + repérage des fonctions facilité grâce aux couleurs.
- Option comprenant télécommande avec relève buste, relève jambe/cuisse et hauteur variable.



### Télécommande front panel soignant

réf. LSUGHBOITP

- Repréant toutes les fonctions du lit + condamnations sélectives.
- Idéal pour personne désorientée, s'utilise soit seul ou couplé avec la télécommande résident ou le satellite de commande.



### Sommier compact blanc

réf. LSUGHDPICF

- Épaisseur 6 mm imputrescible



### Veilleuse sous le lit

réf. LSUGHVEIL

- Lumière projetée au sol pour repérage du résident (non représenté sur le lit)

## Dimensions



Hauteur minimum : 230 mm  
Hauteur maximum : 730 mm  
Réglage décline-proclive maximum : 20°  
Réglage relève-buste maximum : 70°  
Translation du relève buste : 80 mm  
Poids : 100 kg  
Capacité maximale : 200 kg  
Tension alimentation : 240 V - 50 Hz  
Tension en service : 24 VCC  
Indice de protection IP : IPX4  
Surface utile de couchage : 2000 x 900 mm  
Classe électrique : 1B

Nos matériels sont des dispositifs médicaux de Classe I conformes à la directive 93/42/CEE. Ils répondent aux normes :  
• NF EN 60601-1  
• NF EN 60601-2-52  
• NF EN 60601-1-2

## Les Nuanciers

### Les stratifiés



Woodline café  
H1428 ST22



Frêne de Lyon sable  
H1298 ST22



Hacienda blanc  
H3078 ST22



Bouleau de Mainau  
H1733 ST9



Poirier de Lindau  
H3113 ST15



Mérissier Romana  
H1615 ST15



Chêne Nebraska gris  
H3332 ST10



Hêtre de Lyons  
Chocolat  
H1599 ST15



Chêne Nebraska  
naturel  
H3331 ST10



érable  
H1521 ST15

### Les bois



Blanchi



Naturel




Acajou



Wenghé



Merisier



Basalte  
U730 ST9



Reflet  
U400 ST9



Orange  
U332 ST15



Cerise  
U323 ST15



Abeille  
U146 ST15



Sencha  
U634 ST15




Aluminium  
F509 ST2



Bleu polaire  
U533 ST15



Horizon  
U522 ST15



Blanc craie  
W908 ST2/SM