

# LED FloraLED

FloraLED 65  
interrupteur classique

Cette lampe à LED émet une lumière douce, puissante et diffusée sur une large surface. Sa tête basculante permet d'orienter le flux lumineux et d'éviter les éblouissements.

Cette lampe offre un grand confort de lecture en basse vision grâce à son éclairage réparti et intense.

Idéale en esthétique, tatouage, dermatologie, laboratoires...



● Dispositif Medical Classe I

- Intensité lumineuse ➔ **840 Lumens\***
- Température de couleur ➔ **4500°K\* (blanc neutre)**
- Indice de rendu des couleurs ➔ **IRC 95/100**
- Consommation électrique ➔ **8.4 Watts**

- Longévité des LED : 50 000 h minimum
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41
- Longueur de câble d'alimentation : 3 mètres
- Couleurs proposées : Blanc
- Dimensions de la tête : 10 x 23 cm

- Fixations possibles :  
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Lux*	Faisceau 25°	Distance	Surface éclairée
33 000		30 cm	15 x 10 CM
13 000		50 cm	25 x 20 CM
3 500		100 cm	40 x 40 CM

\* tolérance des données +/- 10%

RÉFÉRENCES		
	Interrupteur classique	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LED08650	LED08650-ISC
Flexible 100 cm	LED081000	LED081000-ISC

