

- Consultations
- Gynécologie
- Pôle Mère/enfant
- Cardiologie

**DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE 3 PARTIES**

**OV2-25-125**





**MULTI-POSITIONS**



**Caractéristiques :**

- Divan d'examen à hauteur variable électrique,
- Hauteur variable de 49 à 89 cm,
- Sellerie plate avec bonne densité, largeur 70 cm, anti feu classe M1, Coloris au choix gamme sellerie classique,
- Châssis composé de deux colonnes électriques procurant au divan une grande stabilité,
- Avec jambière réglable, réglable par vérin à gaz, pliable à 90°,
- Position de Trendenburg en standard,
- Réglage du dossier par deux vérins à gaz,
- Commande : Télécommande manuelle,
- Piètement carterisé : Hygiène optimale, coloris gris clair,
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen position côté tête,
- Equipé de 4 roulettes design double galets diamètre 125 mm à freins,
- Capacité de charge : 200 Kg en dynamique.

**OPTIONS**


- ACC14-DOS : Dossier électrique
- ACC14-JAM : Jambière électrique
- OV2-26-125 : Table équipée d'une pédale de commande
- ACC1505 : Jeu de 4 roulettes directionnelles, design Double galets avec freinage centralisé, diamètre 150 mm



- ACC76-OVALIA : Jeu d'étaux pour gamme OVALIA



- ACC105 : Paire d'étriers



- ACC964 : Paire de repose-jambes avec revêtement polyuréthane noir



- SLFEMIREPOSE : Housse de protection repose-jambe, l'unité



- ACC110 : Gouttière prise de sang avec ferrure, mais sans l'étau, l'unité



- ACC32012 : Tige porte sérum longueur 1400



- ACCBARRILITOV02 : Paire de barrières de lit escamotables pour largeur 700



- ACCTETERGO : Tête ergonomique réglable



- ACCBATTERIE01 : Batterie pour divan OVALIA

- ACC514-OVALIA02 : Protection Plastique OVALIA largeur 700



- ACCOVALIA02 : Paire rails inox 25x10 Longueur 1800

- ACC832 : Trou visage avec bouchon

