

# Gamme Chariot SocoVELO

9 glissières / 10 glissières

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Chariot modulable

Il se compose d'un plateau à bord relevé NON TACHANT, deux rails porte-accessoires avec BUTEES ANTI-CHUTE, un bâti ALUMINIUM, un socle pare-chocs PLEIN ET RESISTANT, 4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm dont 2 à frein multi-directionnel.

Accès intérieur complet pour le nettoyage, avec démontage des parois sans outil.

Tous types  
de chariots  
selon  
la configuration

Aménagement de chariots sur mesure, selon les besoins,  
 tiroirs et accessoires en option



**SocoVELO 9**

Capacité de stockage :  
9 glissières  
Réf : 205000



**SocoVELO 10**

Capacité de stockage :  
10 glissières  
Réf : 205020

POIGNÉE  
EN  
OPTION

EN OPTION Verrouillage centralisé des tiroirs par :



Clé  
Réf : 204075



Code électronique  
Réf : 204079



Scellé  
Réf : 204076

## Descriptif technique

### Encombrement :

- Réf 205000 : 90 X 70 X 50 cm : capacité 9 glissières
- Réf 205020 : 97 X 70 X 50 cm : capacité 10 glissières

### Matériaux :

Aluminium époxy, ABS

### Déplacement :

4 roues avec bandage non tachant dont 2 à frein, de diamètre 12,5 cm

### Capacité de stockage :

9, 10 glissières

Equipé de deux rails porte-accessoires

### Poignée en option :

Réf 204090

Existe en 4 tailles de chariot

## NUANCIER SocoVELO

Autres nuances disponibles  
sur simple demande



Ral 3018



Ral 4003



Ral 4004



Ral 4005



Ral 5012



Ral 6018



Ral 1028



Ral 5002

# CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT SocoVELO

selon les tiroirs et accessoires choisis

## 3 OPTIONS DE FERMETURES CENTRALISÉES : clé / code électronique / scellé

Équipé de 2 rails porte-accessoires de série  
et possibilité de 4 rails si besoin

**2 rails porte accessoires  
avec buté anti-chute**  
• Compatible avec tous les  
accessoires normalisés

**Bâti en aluminium**  
• Très léger  
• Pas de corrosion possible

**Revêtement époxy**  
• 150 couleurs au choix

**Socle pare-chocs**  
• Plein et résistant



**Plateau à bords relevés**

**Tiroirs jointifs en ABS extractible**  
• Protection de la lumière et de la  
poussière  
• Robuste  
• Capacité de stockage optimisée  
(pas de perte de place dû au  
rideau)  
• Souplesse d'utilisation et  
d'organisation

**Bloc panneau glissières  
intérieures démontables sans  
outils pour le nettoyage**

**4 roues pivotantes en polyamide**  
dont 2 à frein  
• Pas de corrosion  
• Grande maniabilité

## Ergonomie : Verrouillage centralisé des tiroirs, qui permet un accès direct aux tiroirs

Avec 4 tailles de chariots, il se décline en chariot de soins, chariot d'urgence,  
chariot d'anesthésie, chariot informatique et chariot escargot.

## Liste des composants et des accessoires SocoVELO

D'autres références sont disponibles sur notre additif sur simple demande




Porte-ordinateur  
Réf : 204046



Rail porte-accessoires  
Réf : 204071



Panier  
Réf : 204017



Porte-conteneur  
Réf : 204035



Porte-sacs  
Réf : 204020



Support sha  
Réf : 204024



Support boîte à gant  
Réf : 204023



Grand rangement  
Dim : 21 x 40 x 21 cm  
Réf : 204019



Poignée de poussée  
Réf : 204090



Tablette rabattable  
Réf : 204050



Portique boîtes  
basculantes  
Réf : 204005



Rangement dossiers  
Réf : 204040

