

- Consultations
- Gynécologie
- Pôle Mère/enfant
- Cardiologie

DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE



OV2-12



Photo avec l'option roulettes RL-125

CE





Caractéristiques :

- Divan d'examen mixte à hauteur variable électrique,
- Hauteur variable de 49 à 89 cm,
- Sellerie plate de bonne densité, largeur 700, non feu classé M1, 10 coloris au choix gamme sellerie classique,
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d'avoir une très grande stabilité du divan ,
- Position Déclive-Procline en standard,
- Commande : Télécommande manuelle multi fonctions,
- Equipé d'une paire d'étriers, d'un tiroir inox,
- Réglage des 2 dossiers :
 - Tête par vérin à gaz
 - Dossier gynéco par vérin électrique,
- Piètement carterisé : Hygiène optimale, coloris gris clair,
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen position côté tête et un deuxième sous le dossier gynéco,
- Sur patins,
- Capacité de charge : 200 Kg en dynamique.

OPTIONS

- **RL-125** : Jeu de 4 roulettes design double galets à freins, diamètre 125 mm



- **RL-150** : Jeu de 4 roulettes directionnelles, design double galets avec freinage centralisé, diamètre 150 mm

- **ACC964** : Paire de repose-jambes en revêtement polyuréthane noir



- **SLFEMIREPOSE** : Housse de protection repose-jambe, l'unité



- **ACC110** : Gouttière prise de sang avec ferrure, mais sans l'étau, l'unité



- **ACC32012** : Tige porte sérum longueur 1400



- **ACCBARRILITOV02** : Paire de barrières de lit escamotables pour largeur 700



- **ACCTETERGO** : Tête ergonomique réglable



- **ACCBATTERIE01** : Batterie pour divan OVALIA

- **ACCOVALIA04** : Paire rails inox 25x10 Longueur 780

