

Armoire à fermeture haute

centralisée haute / sécurisée / 22 glissières

FABRIQUÉ EN FRANCE

Cette armoire est une armoire de stockage, une armoire à pharmacie selon la configuration des tiroirs.



Options :

Poignée



Réf : 204090

Tablette télescopique



Réf : 204052

Tablette rabattable



Réf : 204050

- Armoire haute à fermeture centralisée à clé
Réf : 105005
- Armoire haute à fermeture centralisée à code électronique
Réf : 105007



Verrouillage centralisé des tiroirs

Tiroir à toxiques

Tiroir modulaire équipé d'un couvercle et d'un système de verrouillage à 2 niveaux de sécurité : verrouillage du couvercle, et verrouillage dans la structure



Réf : 405010

Descriptif technique

Encombrement :

180 X 70 X 50 cm

Matériaux :

Époxy

Déplacement :

4 roues avec bandage non tachant dont 2 à frein, de diamètre 12,5 cm

Capacité de stockage :

22 glissières - Fermeture à clé (ou à code)

NUANCIER SocoVELO

Autres nuances disponibles sur simple demande



CARACTÉRISTIQUES DE L'ARMOIRE À RIDEAU MOBILE

COMPOSANTS POSSIBLES : tiroirs, paniers, étagères

