

# Chariot maternité

FABRIQUÉ EN FRANCE

Adapté aux couffins, idéal pour consultation et visite.



## Bâti en aluminium

- Très léger
- Pas de corrosion possible

## Tiroir sur rail télescopique

- Aménagement au choix



## Table à langer

- Compatible tous types de matelas

## Poignée de guidage

- ## Socle pare-chocs
- Plein et résistant

## 4 roues pivotantes en polyamide

- dont 2 à frein
- Pas de corrosion
- Grande maniabilité

Possibilité de rajouter un porte-ordinateur  
et de réaménager la configuration des tiroirs

## Liste des composants et des accessoires SocoVELO

D'autres références sont disponibles sur notre additif sur simple demande



## Chariot maternité

Capacité de stockage : 9 glissières  
Réf : 205062

## NUANCIER SocoVELO

Autres nuances disponibles sur simple demande



## Descriptif technique

**Encombrement :**  
100 x 75 x 50 cm

**Matériaux :**  
Aluminium, très léger

**Déplacement :**  
4 roues polymère, pas de corrosion,  
dont 2 à frein, diamètre 10 cm

**Aménagement des tiroirs sur rails télescopiques**