

Chariot d'urgence SocoVELO

FABRIQUÉ EN FRANCE

Il se compose d'un plateau à bord relevé NON TACHANT, deux rails porte-accessoires avec BUTEES ANTI-CHUTE, un bâti ALUMINIUM, un socle pare-chocs PLEIN ET RESISTANT, 4 roues pivotantes de diamètre 12,5 cm dont 2 à frein multidirectionnel. Accès intérieur complet pour le nettoyage, avec démontage des parois sans outil.




Planche massage cardiaque
planche située à l'arrière du chariot
Réf : 204055



Bloc 5 prises
Bloc électrique avec interrupteur
Réf : 204066



Porte-défibrillateur
Porte-défibrillateur rotatif
Réf : 204004



Tige porte-sérum
Tige porte-sérum réglable en hauteur
Réf : 204060



Support-obus
Support-obus oxygène
Réf : 204025



Support bocal
Sangle s'adaptant à tous types de conteneur,
Réf : 204035

TIROIRS
EN
OPTION

Chariot d'urgence NOVELO 9G :

Réf : 202030

Équipement en série :

- Fermeture à scellé
- Planche de massage cardiaque
- Porte défibrillateur

Descriptif technique

Encombrement : 90 X 70 X 50 cm

Matériaux : Aluminium époxy, ABS

Déplacement : 4 roues avec bandage non tachant dont 2 à frein, de diamètre 12,5 cm

Capacité de stockage : 9 glissières

Équipé de deux rails porte-accessoires

Fermeture sécurisée à scellé

Tiroirs en option

Existe en chariot 10 glissières :

Réf : 202031

Existe en chariot 12 glissières :

Réf : 202033




Porte bouteille oxygène mobile
Réf : 204027

CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT D'URGENCE à fermeture à scellé



Ergonomie : Accès direct aux tiroirs

Verrouillage scellé



- ▶ Sécurité et traçabilité

Verrouillage centralisé des tiroirs



- ▶ Système d'ouverture rapide et fiable
- ▶ Plus besoin de ciseaux pour couper le scellé

Scellé numéroté et sécurisé



- ▶ Traçabilité
- ▶ Il se coupe quand on tire

Planche de massage cardiaque située à l'arrière



- ▶ Accès direct aux tiroirs