

Chariot anesthésie réanimation **SocoVELO**

FABRIQUÉ EN FRANCE

Il se compose d'un plateau à bord relevé NON TACHANT, deux rails porte-accessoires avec BUTEES ANTI-CHUTE, un bâti ALUMINIUM, un socle pare-chocs PLEIN ET RESISTANT, 4 roues pivotantes de diamètre 10 cm dont 2 à frein multidirectionnel.

Exemples de chariots : tailles et accessoires en option



Chariot d'anesthésie
Réf : 205050 + 204000



Chariot d'anesthésie
Réf : 205000 + 204005



Chariot d'anesthésie
Réf : 205020 + 204006




Chariot d'anesthésie
Réf : 205050 + 204013

Portique 2, 3, 4 rails avec au choix :


- Étagères
- Rack à suture
- Boîtes basculantes (3, 4, 5, 6)
- Boîtes à bec
- Autres...



Tiroirs sur rails télescopiques en option



Petit tiroir
sur rails télescopiques
Réf : 401015



Moyen tiroir
sur rails télescopiques
Réf : 401025



Grand tiroir
sur rails télescopiques
Réf : 401035

ACCESSOIRES PORTIQUE 2 RAILS



Portique 2 rails
Réf : 204010



Rail
supplémentaire
pour portique :
Réf. 204018



Portique 2 rails
Réf : 204010
+ Étagère
Réf : 204001

Portique 2 rails
Réf : 204010
+ Étagère
Réf : 204001
+ Bloc 5 boîtes basculantes
Réf : 204007

Portique 2 rails
Réf : 204010
+ 2x5
boîtes basculantes
Réf : 204007



Boîte à bec x4
Réf : 204014

Boîte à bec x5
Réf : 204016

Possibilité bloc

3 boîtes basculantes :
Ref. 204002

4 boîtes basculantes :
Ref. 204003

5 boîtes basculantes :
Ref. 204007

6 boîtes basculantes :
Ref. 204008

