

Guéridon de service

FABRIQUÉ EN FRANCE

Il se compose au choix d'un plateau à bord relevé NON TACHANT, un bâti EPOXY, un socle PLEIN, 4 roues pivotantes de diamètre 10 cm dont 2 à frein multidirectionnel.



Guéridon de service
Réf : 203042

Exemples de configuration



EN OPTION :
· Accessoires
· Tiroirs
· Etagères



1



2



3



4



5

Descriptif technique

Encombrement :

97 X 70 X 50 cm

Déplacement :

Châssis tubulaire soudé
4 roues de diamètre 10 cm, dont 2 à frein

En option :

Rail porte-accessoires
Ensemble des accessoires et composants

NUANCIER SocoVELO

Autres nuances disponibles
sur simple demande



Ral 3018



Ral 4003



Ral 4004



Ral 4005



Ral 5012



Ral 6018



Ral 1028



Ral 5002



SOCOMMED

Équipements Hospitaliers, Matériel Médical

INNOVSPACE VAL D'EUROPE - 7 rue de Rome - 77144 MONTEVRAIN

Tél : +33 (0) 1 60 36 10 10 - Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11

E-mail : info@socommed.fr - Site Internet : www.socommed.fr



Chariot de service

FABRIQUÉ EN FRANCE

Ce chariot Aide Soignante se compose au choix d'un plateau à bord relevé NON TACHANT, un bâti EPOXY PLEIN, un socle PARE-CHOC, 4 roues pivotantes de diamètre 10 cm dont 2 à frein multidirectionnel.



Se configure selon les besoins



Chariot de service
Réf : 203037



Chariot de service avec 9 glissières
Réf : 203038



Chariot de service avec tiroir
Réf : 203038 + 401020

Descriptif technique

Encombrement :

97 X 70 X 50 cm

Déplacement :

4 roues dont 2 à frein

Capacité de stockage :

9 glissières

2 rails porte-accessoire en série

Exemples de configuration



1



2

Liste des composants et des accessoires SocoVELO

D'autres références sont disponibles sur notre additif sur simple demande




Porte-ordinateur
Réf : 204046



Rail porte-accessoires
Réf : 204071



Panier
Réf : 204017



Porte-conteneur
Réf : 204035



Porte-sacs
Réf : 204020



Support sha
Réf : 204024



Support boîte à gant
Réf : 204023



Grand rangement
Dim : 21 x 40 x 21 cm
Réf : 204019



Poignée de poussée
Réf : 204090



Tablette rabattable
Réf : 204050



Portique boîtes basculantes
Réf : 204005



Rangement dossiers
Réf : 204040