

- Consultations
- Gynécologie
- Pôle Mère/enfant
- Cardiologie

**DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR VARIABLE HYDRAULIQUE**

**OV2-HY-700**



*photo du modèle avec roulettes RL125 en option*

**CE**



## Caractéristiques :


- Divan d'examen à hauteur variable hydraulique,
- Hauteur variable de 48 à 85 cm,
- Sellerie plate de bonne densité, largeur 700, non feu classé M1, 10 coloris au choix gamme sellerie classique,
- Réglage de la tête en toutes positions par 2 vérins à gaz,
- Commande : Double pédale ,
- Piètement cartérisé : Hygiène optimale, coloris gris clair,
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen position côté tête,
- Equipé de 4 patins dont 1 réglable,
- Capacité de charge : 150 Kg en dynamique.

## OPTIONS

- **RL125** : Jeu de 4 roulettes diam 125 mm avec un frein sur chaque roue
- **RL150** : Jeu de 4 roulettes directionnelles diam 150 mm freinage centralisé par pédale
- **ACC76-OVALIA-70** : Jeu d'étaux pour gamme OVALIA



- **ACC105** : Paire d'étriers



- **ACC964** : Paire de repose-jambes avec revêtement polyuréthane noir



- **SLFEMIREPOSE** : Housse de protection repose-jambe, l'unité



- **ACC110** : Gouttière prise de sang avec ferrure, mais sans l'étau, l'unité



- **ACC32012** : Tige porte sérum longueur 1400



- **ACCBARRILITOV02** : Paire de barrières de lit escamotables



- **ACCTETERGO** : Tête ergonomique réglable



- **ACC514-UNIVERSE** : Protection Plastique partie corps



- **ACCOVALIA02** : Paire rails inox 25x10 Longueur 1800

- **ACC832** : Trou visage avec bouchon

