

- Consultations
- Gynécologie
- Pôle Mère/enfant
- Cardiologie

FAUTEUIL DE GYNECOLOGIE A HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE

FMV2-600-125



CE



Caractéristiques :

- Fauteuil de gynécologie à hauteur variable électrique,
- Hauteur variable de 50 à 90 cm,
- Sellerie en forme ergonomique très grand confort, largeur 600 classé non feu M1, 18 coloris au choix gamme sellerie classique et gamme sellerie FEMINA. Spécialement développée pour un confort optimum du patient (très bon maintien lombaire, tête adaptée, réglable et amovible pour un très bon maintien de la nuque),
- Châssis cartérisé en ABS pour hygiène optimale, très léger et résistant, coloris gris clair, composé de 2 colonnes télescopiques procurant une grande stabilité au divan,
- Position de Trendelenburg,
- Inclinaison de l'assise électrique,
- Réglage du dossier par un vérin électrique,
- Commande : Télécommande manuelle avec fixation à droite ou à gauche du fauteuil et d'une pédale avec sélecteur électronique,
- Equipé d'une paire d'étriers rabattables, d'un tiroir inox, de 2 rails latéraux qui permettent d'adapter de nombreux accessoires et de régler les étriers ou appuis jambes sur la longueur, d'un porte rouleau pour drap d'examen dans le dossier, de 4 roulettes design double galets, diamètre 125 mm à freins pour un déplacement simple et rapide,
- Capacité de charge : 200 Kg en dynamique.

OPTIONS

- ACCFEMINA78-V2 : Jambière amovible pour FEMINA - largeur 600 avec rangement sur l'arrière du dossier pour transformation fauteuil en table
- ACCFEMINA964 : Jeu de repose jambes polyuréthane sur rotule
- ACCFEMINA01 : Support colposcope diamètre 38 mm ou 40 mm pour colposcope ZEISS
- ACCFEMINALEDN : Lampe lumière froide coloris noir avec bras flexible
- ACC150 : Jeu de 4 roulettes directionnelles, Design double galets avec freinage centralisé diamètre 150 mm
- ACCFEMINAACCOU1 : Paire d'accoudoirs pour fauteuil
- ACCBATTERIE01 : Batterie

