

Tél. : 01 60 36 10 10
Courriel : info@socommed.fr



Table gynécologique à hauteur variable électrique - réf. FEM



Réf. FEM

Pour nous contacter :

Tél. : +33 (0) 1 60 36 10 10
Fax : +33 (0) 1 60 36 10 11
Courriel : info@socommed.fr
Site internet :
www.socommed.fr






Descriptif

Table gynécologique à hauteur variable électrique - réf. FEM

- Table de gynécologie à hauteur variable électrique en 2 parties
- Sellerie en forme ergonomique très grand confort, 2 largeurs proposées, 60 et 70 cm, classé non feu M1, coloris au choix
- Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d'avoir une très grande stabilité du fauteuil
- Qualité acier revêtement peinture époxy, carter bas ABS simple de nettoyage
- Inclinaison de l'assise électrique
- Réglage du dossier par vérin électrique
- Commande : une pédale avec sélectionneur électronique et une télécommande manuelle avec fixation à droite ou à gauche du fauteuil
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen (position côté dossier)
- Equipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire d'étriers
- Position de Trendelenburg
- 4 roulettes Ø 125 mm à freins indépendants
- Capacité de charge : 200 Kg en dynamique

CONFORT

- Table de gynécologie à hauteur variable électrique 2 parties de 50 à 90 cm
- Sellerie en forme ergonomique très grand confort, largeurs 60 ou 70 cm
- Commande : une pédale avec sélectionneur électronique et une télécommande manuelle.



Options

- Réf. ACCFEM964
Paire d'appui jambes ajustables montés sur rotules
- Réf. ACCFEMV2
Jambière amovible avec rangement sur l'arrière du dossier, très facile et très pratique dans son utilisation,
- Réf. ACCFEMLED
Lampe lumière froide avec bras flexible et étau de fixation
- Réf. ACCFEMURO
Bac uro avec tuyau d'écoulement
- Réf. ACC150
4 roulettes Ø 150 mm à freinage centralisé
- Réf. ACCBARR
Paire de barrières escamotables
- Réf. ACCCOLP
Support pour colposcope
- Réf. ACCBATT
Batterie pour table FEM

Conforme aux normes CE

