

# Paravents

## RLP RLP/C

### Technique



RLP



Les nouvelles charnières ne laissent aucun champ visuel entre 2 battants.



Paravent standard sans roulette.  
Roulettes disponibles en option pour modèles RLP/3 et RLP/5.

Modèle	ropimex®-Paravents légers	Poids	Largeur	Hauteur
<b>RLP/2</b>	Paravent léger 2 Battants	3,8 kg	100 cm	165 cm
<b>RLP/3</b>	Paravent léger 3 Battants	5,7 kg	150 cm	165 cm
<b>RLP/4</b>	Paravent léger 4 Battants	7,6 kg	200 cm	165 cm
<b>RLP/5</b>	Paravent léger 5 Battants	9,5 kg	250 cm	165 cm

#### Matériel

Tube en aluminium anodisé et embouts de finition en plastique gris clair.  
En option : roulettes noires en plastique.

#### Texture

Tissu staph CHEK®. Le matériel est antibactérien, difficilement inflammable, antistatique et de longue durée de vie. Nettoyage à l'aide d'un chiffon et de produits d'entretien d'usage courant.

#### Coloris

bleu, blanc, jaune, beige ou mint



Choix des coloris possible par battant

Paravent léger disponible en Trevira®CS en option.

## RLP/C Pied stabilisateur pour paravent léger RLP



Pied stabilisateur pour paravent léger RLP



2 RLP par pied



3 RLP par pied



4 RLP par pied



RLP/2 utilisé avec RLP/C



RLP/4 et RLP/5 alignés grâce à l'utilisation de pieds RLP/C

Modèle	<b>ropimex®-Pied stabilisateur</b>		
<b>RLP/C</b>	Pied stabilisateur pour paravent léger RLP. Possibilité de mettre 4 RLP par pied stabilisateur. Nous recommandons 1 pied stabilisateur pour les modèles RLP/2 et RLP/3 et 2 pieds pour les paravents RLP/4 et RLP/5		
<b>Matériel</b>	Polyamide renforcé fibre de verre (GFK)		
<b>Dimensions / poids</b>	8x15x30cm (Hauteur/largeur/longueur) – poids 1,3 kg		
<b>Possibilités</b>	<p>1 Paravent en ligne</p> <p>180°</p>	<p>1 Paravent perpendiculaire</p> <p>90°</p>	<p>possible pour 4 Paravents</p> <p>4 x Paravent</p>




# Paravents

## RBP, RBF RLP/W

### Technique



#### RLP/W Paravent léger à montage mural



#### Accessoires

- Etau universel pour fixation sur rail
- Entretoise pour montage mural
- Pilier en acier inoxydable



Modèle	<b>ropimex®-Paravent léger montage mural</b>	Poids	Largeur	Hauteur
<b>RLP/W2</b>	Paravent léger 2 battants avec fixation murale	3,8 kg	100 cm	165 cm
<b>RLP/W3</b>	Paravent léger 3 battants avec fixation murale	5,7 kg	150 cm	165 cm
<b>RLP/W4</b>	Paravent léger 4 battants avec fixation murale	7,6 kg	200 cm	165 cm
<b>RLP/W5</b>	Paravent léger 5 battants avec fixation murale	9,5 kg	250 cm	165 cm

#### Accessoires

<b>RLP-WA</b>	Entretoise pour montage mural, dimensions standards : 100 mm. Set de 2 pièces - Dimensions spéciales jusque max. 400 mm sur demande
<b>RLP-KLS</b>	Etau universel pour fixation sur rail. Set de 2 pièces
<b>RLP-ES</b>	Pilier en acier inoxydable pour RLP/W hauteur 165 cm

