

I-CARE EZ-GO

Chariot brancard motorisé

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



CHARIOT BRANCARD MOTORISÉ



DESCRIPTION



I-CARE EZ-GO Emergency 60 / Emergency 70
Chariot brancard motorisé
à hauteur variable hydraulique



I-CARE EZ-GO Ambulatory 60 / Ambulatory 70 / Ambulatory 80
Chariot brancard motorisé
à hauteur variable hydraulique

I-CARE EZ-GO est un chariot brancard motorisé.

Détendez-vous, il travaille pour vous !

I-CARE EZ-GO est équipé d'une roue motorisée autonome avec batterie intégrée. Il dispose d'une autonomie de 15 km avec une recharge de 5h.

Cette roue est disponible en post-montage sur votre parc existant de chariots brancards I-CARE.

Largeur hors tout : Emergency 74 / 84 cm.
Ambulatory 69 / 79 / 89 cm.

Longueur hors tout : 216 cm.

Hauteur hors tout : 64 à 96 cm.

Poids : 112 kg / 117 kg / 122 kg

Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couchage 2 sections : 60 x 197 cm / 70 x 197 cm / 80 x 197 cm (suivant modèle).

Plan dur en résine, matériau radio transparent.

Commande bilatérale + tête ou pieds (au choix) de la hauteur variable et de proclive décline.

Hauteur variable : 64 - 96 cm (incluant un matelas de 10 cm d'épaisseur).

Proclive décline +/- 18° à commande main libre.

Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m³). Épaisseur : 10 cm.

Housse déhoussable. Jersey enduit PVC. Coloris gris foncé.

6 emplacements pour tige porte sérum.

Pare-chocs (aux 4 angles).

Relève buste assisté par vérin à gaz (0 - 90°).

Roues servofrein Ø 200 mm à commande centralisée côté tête et pieds.

5^{ème} roue directionnelle (roue motorisée).

Barrières pliantes. Aluminium anodisé.

Capot de châssis amovible avec panier à effets et support obus.

Frein centralisé des 4 roues côté tête et pieds.

Traction motorisée par roue autonome.

Batterie intégrée. Autonomie 15 km. Temps de charge : 5 h.

Batterie lithium sans effet mémoire.

Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse.

Barres de poussée côté tête et côté pieds.

Charge maximum admissible : 320 kg.



Détail poignée rotative avec accélération progressive.



Détail roue motorisée autonome.

OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Description
EZ-CHAR-RO	Chargeur de roue
TSE2C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 2 crochets
TSE4C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 4 crochets
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
CROBPT	Barres de poussée escamotables côté tête
CROK7	Support cassette radio sous le plan de couchage (incompatible avec les options CORBE, CORJE, CRORJ)
CORBE	Relève buste électrique à débrayage manuel
CORJE	Relève buste et plicature des genoux électriques
COBBA	Batterie
COTLC	Télécommande patient
CRORJ	Relève jambes avec plicature des genoux
CRORT	Rails techniques latéraux
CROSO2	Support obus vertical
CROSP	Support rouleau papier à la tête
CROPR	Plateau repas - fixation sur barrières
CRODOC	Support dossier sous tête
PSU	Crochets porte sacs situés de chaque côté, sous le plan de couchage
CROPSC	Plateau support scope au pied du malade
MMM	Matelas Grand Confort, mousse haute résilience (35 kg/m ³), 2 cm viscoélastique, épaisseur totale 12 cm

OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES



Réf TSE4C
Tige porte sérum inamovible
confort 4 crochets



Réf TSR2
Tige porte sérum amovible



Réf CROBPT
Barres de poussée
escamotables côté tête



Réf CROPSC
Plateau support scope



Réf CROK7
Support cassette radio
sous le plan de couchage



Réf CROSO2
Support obus vertical



Réf CROPR
Plateau repas - fixation sur
barrières



Réf CRODOC
Support dossier
sous tête