

# CAREO

SOLUTIONS D ACCUEIL ET DE TRANSFERT



CHARIOTS BRANCARDS A HAUTEUR VARIABLE



## DESCRIPTION

Barrière escamotable



Barres de poussée côté tête (en option)

Relève buste assisté par deux vérins à gaz



Commande de roues bilatérale

Commande de hauteur variable et proclive décline côté pieds

CAREO est un chariot brancard à hauteur variable sur colonnes hydrauliques.

Robuste et maniable, il répond parfaitement aux fonctions de base exigées dans le brancardage.

Radio transparent, équipé de série d'un relève buste assisté et d'une proclive décline, il est également destiné au bloc ou aux urgences.

Sa conception éprouvée ainsi que la qualité de ses composants garantissent une maintenance réduite.

Son esthétique soignée participe à la bonne image de votre établissement.

	CAREO 60
Encombrement hors tout	205 x 69 cm
Couchage	190 x 60 cm
Poids à vide	80 kg
Charge maximum	200 kg

## LES OPTIONS



Tige porte-sérum amovible



Poignées de poussée et de guidage (dépliées)



Poignées de poussée et de guidage (repliées)



5<sup>ème</sup> roue directionnelle

