

# CARUI

Chariot brancard à hauteur variable sur colonnes hydrauliques

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



CHARIOTS BRANCARDS A HAUTEUR VARIABLE



## DESCRIPTION



**CARVI 60 - 70 - 80**  
Chariot brancard à hauteur variable  
sur colonnes hydrauliques

CARVI est un chariot brancard à hauteur variable sur colonnes hydrauliques.

Léger, robuste et intuitif, il est destiné aux services de brancardage, urgences et réveil.

Sur demande, de nombreuses options permettent une parfaite adéquation à vos besoins.

**Largeur hors tout :** 69 cm / 79 cm / 89 cm.

**Longueur hors tout :** 216 cm.

**Hauteur hors tout :** 62 à 94 cm.

**Poids :** 90 kg / 94 kg / 98 kg/

**Garantie :** 2 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couchage 2 sections : 60 x 197 cm (CARVI 60), 70 x 197 cm (CARVI 70) ou 80 x 197 cm (CARVI 80).

Plan dur en résine, matériau radio transparent.

Hauteur variable : 62 - 94 cm (incluant un matelas de 8 cm d'épaisseur).

Proclive-déclive +/- 18° à commande main libre.

Commande bilatérale de la hauteur variable et de proclive déclive.

Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m<sup>3</sup>). Epaisseur : 8 cm.

Housse déhoussable. Jersey enduit PVC. Coloris gris foncé.

6 emplacements pour tige porte sérum.

Pare-chocs (aux 4 angles).

Relève buste assisté par vérin à gaz (0 - 90°).

Roues servofrein Ø 200 mm à commande centralisée côté pieds.

Frein centralisé des 4 roues côté pieds.

2 roues à blocage directionnel côté tête.

Barrières pliantes à deux barreaux horizontaux. Aluminium anodisé.

Barres de poussée escamotables côté pieds (1 ou 2 parties à préciser).

Capot de châssis avec panier à effets et support obus.

Charge de Fonctionnement en sécurité : 250 kg. Poids maxi patient : 185 kg.

Proclive déclive  
à commande «main libre»



Bouton de déverrouillage  
des barrières



## OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Description
CRO5E	5ème roulette directionnelle
CROB3B	Barrières 3 barreaux horizontaux MELISSE
MLOPL	Panneau de lit en en lieu et place d'une barre de poussée
TSE2C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 2 crochets
TSE4C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 4 crochets
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
CROBPT	Barres de poussée escamotables côté tête
CROK7	Support cassette radio sous le plan de couchage (incompatible avec la plicature des genoux CRORJ)
CORBE	Relève-buste électrique à débrayage manuel
CORJE	Relève buste et plicature des genoux électriques
COBBA	Batterie
COTLC	Télécommande patient
CRORJ	Relève-jambes avec plicature des genoux
CROSO2	Support obus vertical
CROSP	Support rouleau papier à la tête
CRODOC	Support dossier sous tête (incompatible avec CROK7)
PSU	Crochets porte sacs situés de chaque côté, sous le plan de couchage
CROPSC	Plateau support scope au pied du malade
MC	Matelas Confort, mousse haute résilience (35 kg/m <sup>3</sup> ), épaisseur 10 cm
MMC	Matelas Grand Confort, mousse haute résilience (35 kg/m <sup>3</sup> ), 2 cm viscoélastique, épaisseur totale 12 cm

## OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES



Réf TSE4C  
Tige porte sérum « confort »,  
en 3 parties, 4 crochets



Réf CROBPT  
Barres de poussée  
escamotables côté tête



Réf TSR2  
Tige porte sérum « confort »,  
en 3 parties, 2 crochets




Réf CROPSC  
Plateau support scope au  
pied du malade



Ref CROK7  
Support cassette radio  
sous le plan de couchage



Ref CROS02  
Support obus vertical



Réf CRO5E  
5ème roulette  
directionnelle



Ref CRODOC  
Support dossier sous tête

