

I-CARE Chariot brancard

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



CHARIOTS BRANCARDS A HAUTEUR VARIABLE



DESCRIPTION



I-CARE Emergency 60 / Emergency 70
Chariot brancard
à hauteur variable hydraulique



I-CARE Ambulatory 60 / Ambulatory 70 / Ambulatory 80
Chariot brancard
à hauteur variable hydraulique

I-CARE est un chariot brancard à hauteur variable sur colonnes hydrauliques.

Stable et robuste, il est destiné à un usage intensif.

Sa large gamme et les nombreux accessoires disponibles le destinent aux services d'urgences, de réveil ou de chirurgie ambulatoire.

Largeur hors tout : Emergency 74 / 84 cm.
Ambulatory 69 / 79 / 89 cm.

Longueur hors tout : 216 cm.

Hauteur hors tout : 64 à 96 cm.

Poids : 85 kg / 90 kg

Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couchage 2 sections : 60 x 197 cm / 70 x 197 cm / 80 x 197 cm (suivant modèle).

Plan dur en résine, matériau radio transparent.

Commande bilatérale + tête ou pieds (au choix) de la hauteur variable et de proclive décline.

Hauteur variable : 64 - 96 cm (incluant un matelas de 10 cm d'épaisseur).

Proclive décline +/- 18° à commande main libre.

Matelas amovible en mousse haute résilience (35 kg/m³). Épaisseur : 10 cm.

Housse déhoussable. Jersey enduit PVC. Coloris gris foncé.

6 emplacements pour tige porte sérum.

Pare-chocs (aux 4 angles).

Relève buste assisté par vérin à gaz (0 - 90°).

Roues servofrein Ø 200 mm à commande centralisée côté tête et pieds.

5ème roue directionnelle.

Barrières pliantes. Aluminium anodisé.

Barres de poussée escamotables côté pieds (1 ou 2 parties à préciser).

Capot de châssis avec panier à effets et support obus.

Charge maximum admissible : 320 kg.



Détail barres de poussée escamotables



OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Description
TSE2C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 2 crochets
TSE4C	Tige porte sérum « confort », inamovible et rabattable en 3 parties, 4 crochets
TSR2	Tige porte sérum amovible en 2 parties, 2 crochets
CROBPT	Barres de poussée escamotables côté tête
CROK7	Support cassette radio sous le plan de couchage (incompatible avec les options CROBE, CORJE, CRORJ)
CORBE	Relève buste électrique à débrayage manuel
CORJE	Relève buste et plicature des genoux électriques à débrayage manuel
COBBA	Batterie
COTLC	Télécommande patient
CRORJ	Relève jambes avec plicature des genoux
CRORT	Rails techniques latéraux
CROSO2	Support obus vertical
CROSP	Support rouleau papier à la tête
CROPR	Plateau repas - fixation sur barrières
CRODOC	Support dossier sous tête
PSU	Crochets porte sacs situés de chaque côté, sous le plan de couchage
CROPSC	Plateau support scope au pied du malade
MMM	Matelas Grand Confort, mousse haute résilience (35 kg/m ³), 2 cm viscoélastique, épaisseur totale 12 cm

OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES



Réf TSE4C
 Tige porte sérum inamovible
 "confort" 4 crochets



Réf CROBPT
 Barres de poussée
 escamotables côté tête



Réf TSR2
 Tige porte sérum amovible




Réf CROPSC
 Plateau support scope



Réf CROK7
 Support cassette radio
 sous le plan de couchage



Réf CROSO2
 Support obus vertical



Réf CROPR
 Plateau repas - fixation sur
 barrières



Réf CRODOC
 Support dossier
 sous tête

