



- Pédiatrie
- Néonatalogie
- Maternité
- Hospitalisation
- Soins de suite
- EHPAD

**LAURA**





# LAURA - FAUTEUIL CONVERTIBLE EN LIT

## COLORIS AU CHOIX



Granny



Turquoise



Bégonia



Lilas



Souris



Chocolat



Taupe



Nuit



Tomette



Amande



Quetsche



Lavande

35 autres  
coloris  
disponibles  
en option



## POINTS FORTS

### Compact



### Conversion rapide



### Housse et coussin de dossier amovibles



### Confort

- Largeur de couchage optimisée
- Matelas largeur 74 cm
- longueur 197 cm
- épaisseur 12 cm
- Existe en version 2 places




## OPTION



Coussin de confort

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Mécanisme d'ouverture	Frontale, fauteuil convertible en lit
Positions	2 : assise, allongée
Sommier	Grille électrosoudée en acier
Châssis et accoudoirs	Acier époxy
Matelas	3 parties mousse haute résilience 35Kg/m <sup>3</sup> épaisseur 12 cm
Housse matelas	Polyuréthane non feu M1 avec fermeture éclair acier
Hors tout matelas (largeur x épaisseur x longueur.)	74 x 12 x 197 cm
Dimensions hors tout en position lit (larg. x h. x long.)	77 x 45 x 197 cm
Hors tout en position fauteuil (larg. x h. x prof.)	77 x 90 x 77 cm
Hauteur assise	45 cm
Poids du fauteuil avec matelas	30 Kg
Poids maxi utilisateur	140 Kg
Housse et coussin dossier	Amovibles
Revêtement non feu M1 nettoyable avec produits hospitaliers, couleur au choix dans le nuancier	

