

CLAVIA LSA

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



DESCRIPTION

Tige porte-sérum
(en option)

Version barrières pleines

Poignées de poussée
escamotables
(en option)



Poignées de poussée escamotables
(en option)

**Version barrières
4 barreaux verticaux**



Barrière escamotable

Flexible
support télécommande
(en option)



Capot de protection

CLAVIA LSA est un fauteuil-lit de soins ambulatoires dont tous les mouvements sont électriques.

Confortable et maniable, il remplace un lit dans un service ambulatoire en optimisant l'espace.

Muni de 4 positions préprogrammées, son utilisation est rapide et intuitive.

Une large gamme d'accessoires permet de s'adapter à tout type d'utilisation.

	CLAVIA 60	CLAVIA 70	CLAVIA 80
Encombrement hors tout	215 x 73 cm	215 x 83 cm	215 x 93 cm
Couchage	200 x 60 cm	200 x 70 cm	200 x 80 cm
Poids à vide	80 kg	85 kg	90 kg
Hauteur variable	Sur colonnes de 55 à 95 cm		
Charge maximum	230 kg	230 kg	230 kg

LES OPTIONS



Roulettes double galets
diamètre 150 mm



Flexible support
télécommande



Tige porte-sérum
amovible



Panneau de lit



Poignées de poussée et
de guidage



Repose-tête coulissant