

## Exercice pendant la dialyse pour le bien-être de vos patients



FAUTEUILS DE SOINS AMBULATOIRES AVEC ACCOUDOIRS

## POINTS FORTS

# L'entraîneur Velo pour le fauteuil de soins ComfortLine se monte en un seul geste



Le Velo peut être monté rapidement et facilement à la place du repose-pieds sur le fauteuil de soins ComfortLine. La résistance de pédalage peut être réglée individuellement pour chaque patient grâce à une simple molette.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le Velo a été créé spécialement pour le fauteuil de soins ComfortLine. Il permet au patient d'être actif durant la séance de dialyse.

Le Velo peut être monté facilement et rapidement à la place du repose-pieds grâce à son système unique qui limite les efforts à fournir pour votre personnel soignant.

Des études ont montré que l'exercice avant, pendant ou après la dialyse avait une incidence sur l'humeur et l'état physique du patient.

L'exercice aide à réduire les changements dégénératifs dans les structures musculaires qui peuvent régresser. En outre, l'exercice physique a une influence positive sur la régulation cardio-vasculaire (pression sanguine et fréquence cardiaque) ce qui peut réduire la médication pour les patients.\*

### Caractéristiques techniques :

| Dimensions             |        |
|------------------------|--------|
| Hauteur                | 45 cm  |
| Largeur                | 24 cm  |
| Distance entre pédales | 17 cm  |
| Poids                  | 2.5 kg |
| Pédales                |        |
| Largeur                | 6 cm   |
| Longueur               | 10 cm  |
| Hauteur                | 3 cm   |

\*Sources:

„Effect of exercise training on interdialytic ambulatory and treatment-related blood pressure in hemodialysis patients“, J. E. Anderson et al., 2004

„Psychological effects of exercise training in hemodialysis patients“, R.M. Carney et al., 1983