

I-MOVE

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



DESCRIPTION

I-MOVE



I-MOVE personnes en surpoids



I-MOVE est une chaise de transfert permettant l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Maniable, robuste et esthétique, elle apportera pour longtemps une touche de modernité et de couleur au sein de votre service.

Une large gamme d'accessoires lui permet de s'adapter à chaque utilisation.

	I-MOVE	I-MOVE personne en surpoids
Encombrement hors tout	105 x 70 x h.102 cm	105 x 90 cm x h.102 cm
Poids à vide	35 kg	50 kg
Charge maximum	170 kg	250 kg

LES OPTIONS



Panier à effets



Repose-jambe



Crochets porte-sac



Arceau antivol



Tige porte-sérum amovible



Pré-équipement repose-jambe



Monnayeur