

eMotio

DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE



DIVANS D'EXAMEN À HAUTEUR VARIABLE



eMotio



COLORIS DISPONIBLES

- | | | |
|-------------------|---|----------|
| 32 - BLEU |  | CLASSIC |
| 93 - COTTAGE |  | |
| 35 - ROUGE |  | |
| 34 - JAUNE |  | |
| 91 - BLANC |  | |
| 92 - MARINE |  | VITAMIN |
| 56 - OBSCURE |  | |
| 57 - ANTISTATIQUE |  | |
| 64 - RAISIN |  | COSY |
| 67 - LAGON |  | |
| 66 - BONBON |  | |
| 63 - CEDRAT |  | RITTER |
| 80 - CIEL |  | |
| 81 - VERT D'EAU |  | |
| 65 - LILAS |  | |
| 96 - ETAIN |  | IMAGCORP |
| 82 - GRIS SOURIS |  | |
| 83 - NATUREL |  | |
| 84 - CHOCOLAT |  | |
| C1 - NAVY |  | |
| C2 - DUSTY BLUE |  | |
| C3 - MOSS |  | |

DIVANS D'EXAMEN À HAUTEUR VARIABLE



eMotio, L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PRATIQUE

Le divan tout électrique eMotio est le divan d'examen le plus performant jamais conçu et se veut le nouvel assistant du médecin généraliste et du spécialiste. Promotal a en effet mené la plus large étude jamais construite dans le domaine du mobilier d'examen médical auprès de 200 médecins issus de 6 pays européens.

Le produit final, fruit de trois années de développement, offre au médecin l'opportunité de se concentrer pleinement sur le diagnostic tout en gagnant du temps et de l'espace. Le patient bénéficie quant à lui de davantage de confort et moins de stress pour un échange plus équilibré.



AVEC eMotio, PROMOTAL RÉINVENTE LA CONSULTATION MÉDICALE AUTOUR DE 3 PILIERS :

L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT :

- Accueil et examen en position fauteuil
- Position basse jusqu'à **45cm**
- Mouvements électriques **doux et sécurisés**
- Relationnel **plus équilibré** entre le médecin et son patient
- Poignées d'assistance (en accessoire)
- Sellerie **grand confort**
- Accueil des patients **jusqu'à 205 kg**

L'EFFICACITÉ :

- Vos positions favorites **en une impulsion** : 2 positions d'examen 100% paramétrables, Retour en position d'accueil, Positions divan et fauteuil
- Accès facile et rapide **tout autour du divan**
- Lampe et étriers **clippables en quelques secondes**, plus besoin d'étais
- Position gynéco en option avec possibilité de surélever le bassin **jusqu'à 105 cm**

eMotio



2 positions *Quick Exam* entièrement paramétrables permettant d'atteindre en 1 impulsion les 2 positions d'examen favorites

Contrôle de l'élévation par pédale

L'ERGONOMIE D'USAGE :

- Positions d'accueil et d'examen favorites atteignables **en 1 click**
- **Tout électrique** : hauteur, inclinaison du dossier et du repose-jambes ajustables sans efforts
- **Commandes ergonomiques** : contrôle de l'élévation et de la déclive (en option) par pédale et panneau de contrôle rotatif
- Position basse **jusqu'à 45cm**, position haute **jusqu'à 96cm**
- Roulettes activables électriquement par contact maintenu
- Positions d'examen **pédiatrique & gynéco**

ACCESSOIRES DISPONIBLES



Poignées d'assistance escamotables
réf. 40922



Appui-tête
réf. 40102

OPTIONS DISPONIBLES



Tilt gynéco électrique
réf. 40300



Prise secteur intégrée
EUROPE, UK, US - réf. 44000-1
DK, IT, AUS, SW - réf. 44000-2

