



FAUTEUIL-LIT POUR ACCOMPAGNANT



- Pédiatrie
- Néonatalogie
- Maternité
- Hospitalisation
- Soins de suite
- EHPAD

# JULIA



FAUTEUILS CONVERTIBLES EN LIT





# JULIA - FAUTEUIL CONVERTIBLE EN LIT

## POINTS FORTS



**Simple d'utilisation**

Tiroir de rangement pour la couverture

Couchage monobloc articulé permettant une conversion aisée et sans recul.



**Pratique et confortable**



Equipé de 4 roues Ø 75 mm à freins

## COLORIS AU CHOIX



Granny



Turquoise



Bégonia



Lilas



Souris



Chocolat



Taupe



Nuit



Tomette



Amande



Quetsche



Lavande

35 autres coloris disponibles en option


## VERSION JULIA DELUXE



Largeur de couchage 62 cm, accoudoirs largeur 12 cm



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Mécanisme d'ouverture	Frontale, fauteuil convertible en lit
Positions 2 :	Fauteuil assise et lit
Couchage confortable	Mousse haute résilience 35 Kg /m <sup>3</sup> épaisseur 10 cm Recouverte d'un revêtement vinyl non feu
Piètement	4 roulettes Ø 75 mm à freins
Accoudoirs fixes	JULIA largeur : 8 cm – JULIA DELUXE largeur 12 cm
Hors tout matelas ( larg.x long.x ép.)	JULIA : 62 x 186 x 10 cm – JULIA DELUXE : 62 x 186 x 10 cm
Assise	Hauteur 45 cm, profondeur 49 cm
Hors tout en position fauteuil ( larg.x h x pr)	JULIA : 83 x 98 x 79 cm – JULIA DELUXE : 89 x 98 x 79 cm
Hors tout en position lit ( l. x h. x pr)	JULIA : 83 x 48 x 186 cm – JULIA DELUXE : 89 x 48 x 186 cm
Poids maxi utilisateur	140 Kg
Revêtement similicuir non feu nettoyable avec produits hospitaliers, couleur au choix dans le nuancier	