


CAREXIA FP

Fauteuil de soins à hauteur fixe

SOLUTIONS D'ACCUEIL ET DE TRANSFERT



FAUTEUILS DE SOINS AMBULATOIRES AVEC ACCOUDOIRS



DESCRIPTION



Carexia FP
Fauteuil de soins polyvalent
Relève-jambes synchronisé (en option)



Carexia FP
Fauteuil de soins polyvalent hauteur fixe
avec relève-jambes en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAREXIA est un fauteuil de soins polyvalent. Ses formes douces et accueillantes apportent confort, relaxation et sérénité au patient. Son design pur et harmonieux sera le vecteur d'une image valorisante pour votre service. CAREXIA est un fauteuil destiné au repos post-opératoire, aux prélèvements, aux soins ou examens, à la chimiothérapie ou à l'hémodialyse.

Largeur hors tout : 69,5 cm avec accoudoirs
90 cm avec gouttières

Largeur s'assise : 57 cm.

Longueur hors tout : de 76,4cm en position assise à 170 cm en position allongée avec repose jambe long.

Hauteur hors tout : 130 cm.

Poids : de 65 à 85 kg en fonction du modèle.

Garantie : 2 ans.

Piètement en acier haute résistance mécano soudé.
Revêtement anticorrosion époxy cuit au four.

Hauteur fixe 55 ou 70 cm sur assise

Assise et dossier en forme ergonomique. Revêtement PVC non feu M1.

Mousse Haute Résilience HR40 kg/m3 sur support rigide.

Repose tête intégré.

Dossier inclinable de 80 à 60° assisté par ressort à gaz.

Dossier inclinable jusqu'à la déclive avec l'option relève-jambes synchronisé.

Monté sur 4 roulettes double galets à freinage indépendant.

Capot de châssis en ABS avec panier à effets.

Accoudoirs polyuréthane forme ergonomique escamotable vers l'arrière

Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg



OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES

Réf.	Description
FPORS1	4 roues à commande centralisée Ø 125
FPORS2	4 roues double galets à commande centralisée Ø 150
FPOBP	Barre de poussée
FPORJ	Relève jambes court assisté et synchronisé avec le dossier Dossier inclinable jusqu'à la position décline
FPOSA	2 emplacements pour tige à sérum
TSR2	Tige porte sérum amovible et réglable
FPOAC4	Accoudoirs confort
FPOAC3	Accoudoirs forme gouttière orientables, relevables et réglables en hauteur
FPOAC2	Gouttière pour prélèvement (la paire)
FPOSR	Support rouleau papier
FPOGC	Garniture Ultra Confort Couche de 3 cm de mousse viscoélastique sur assise et dossier



Carexia FP avec accoudoirs confort.

OPTIONS DÉSIGNATION / CARACTÉRISTIQUES



Réf FPORS2
Roue double galets
Ø 150 mm



Réf TSR2
Tige porte sérum
amovible



Réf FPOAC3
Accoudoirs forme gouttière
orientables, relevables et
réglables en hauteur



Réf SUPTAB
Support I-Pad



Réf FPOSR
Support rouleau papier



Réf FPOSA
2 emplacements pour
tige à sérum